



Dolomite | **StepUp**

Gangbordet, der vil frem!



*Dolomite **StepUp*** er et nyt, smart gangbord velegnet til hospitaler, institutioner og genoptræningscentre - **StepUp** kan let indstilles ved genoptræning af flere forskellige patienter.

De optimale ergonomiske indstillinger foretages hurtigt og nemt! **StepUp** kan vælges med manuel, hydraulisk eller elektrisk højdeindstilling. Montering af forskelligt tilbehør klares uden brug af værktøj.



Stort gangareal

*Dolomite **StepUp*** er designet specielt med henblik på at give så stort et gangareal som muligt.

Den høje ramme fortil tillader lange skridt. Bredden kan indstilles, så der er plads til benene ved bredsporet gang.



Ergonomisk tilpasning af armstøtten

Ved at løsne én fingerskrue midtfor kan placeringen af begge armstøtter justeres i bredden samtidig. Placeringen af armstøtterne forbliver i en vinkel på 25 grader fra skulderleddet - den ideelle ergonomiske position for at kunne udnytte armenes og skuldrenes styrke og stabilitet.

Puderne på armstøtterne er fremstillet i et behageligt blødt materiale for at aflaste mod tryk.

Puderne fjernes hurtigt og nemt ved fx. rengøring.

Let adgang ved forflytning

StepUp er gennemtænkt til at lette forflytningssituationerne.

Den bagerste del af rammen er konstrueret lavere for lettere at kunne komme ind under fx sengen.

Når brugeren skal rejse sig fra kørestolen, er det være en stor fordel med den store rammestørrelse med god plads til ben og fødder. Der er mulighed for at indstille **StepUp** i flere bredder.

Indstilling af bredden



Armstøttebrede

Justering af afstanden mellem armstøtterne sker uden brug af værktøj.



Ramme/understøttelsesflade

Justering af rammen giver større gangareal.

Egenskaber og tilbehør



Praktisk kurv

Opbevarer ejendele indenfor rækkevidde. Max 5 kg.



Bakke

Til de mindre ting, der ikke må vælte. Til at transportere ting med en samlet vægt på max. 5 kg.



Albuestøtte

Sikrer albuerne mod at glide ud over kanten af armstøtten.



Hjul med retningsstyr

Hjælper med at holde retningen under gang.



Bremse

Til brugeren, der kan klare bremsefunktionen selvstændigt - findes både som to-hånds- og én- hånds bremse. Fungerer samtidig som retningsstyr.



Iltflaske holder

Sikker montering af iltflasken.



Dropstativ

Dropstativet kan monteres på selve gangbordet.



Ståstøtteplade

Ståstøtteplade, knæpude og støtterem beregnet til stående transport. Passer både til den manuelle, hydrauliske samt den elektriske model.

Modeller



Manuel højdeindstilling

For højdeindstilling trækkes palen ud, indstil til den ønskede højde og sæt palen i igen.



Hydraulisk højdeindstilling

Træk op i grebet foran indtil den ønskede højde er fundet.



Elektrisk højdeindstilling

Brug håndkontrollen til at indstille den ønskede højde. Den elektriske version giver let aktiv hjælp til at rejse brugeren op.

Tekniske data

For flere oplysninger om dette produkt, inkl. brugermanual, se venligst Invacare website: <http://www.invacare.dk>

	Indvendig afstand mellem hjul	Udvendig afstand mellem hjul	Skubbehøjde	Indvendig afstand mellem armstøtter	Totalbredde	Længde	Vægt
Manuel	580/670/760 mm	700/790/880 mm	870 - 1320 mm	340 - 470 mm	620 - 750 mm	810 mm	16 kg
Hydraulisk	580/670/760 mm	700/790/880 mm	870 - 1320 mm	340 - 470 mm	620 - 750 mm	810 mm	18 kg
Elektrisk	580/670/760 mm	700/790/880 mm	870 - 1320 mm	340 - 470 mm	620 - 750 mm	810 mm	23 kg

	Max brugervægt	Hjul diameter	Afstand gulv til ramme
Manuel	150 kg	125 mm	215 mm
Hydraulisk	150 kg	125 mm	215 mm
Elektrisk	150 kg	125 mm	215 mm



Farve

Champagne



Tel: +45 3690 0000
Fax: +45 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark



Yes, you can.®