



Bevægelsesfrihed på hjul

Rea **Spirea⁴_{NG}** er en dynamisk og yderst holdbar letvægts krydsrammekørestol, der er ideel til daglig brug. Invacare[®] har efter ønsker fra terapeuter og brugere prioriteret, hvordan **Spirea⁴_{NG}** skulle designes. Vi tilbyder derfor en enkel håndtering, lette justeringsmuligheder, høj teknisk kvalitet og lav vedligeholdelse, hvilket gør **Spirea⁴_{NG}** til det perfekte valg.





Enkel sammenklapning ved behov for transport

Rea **Spirea^{NG}** er en alsidig, letvægts kørestol. Den foldes enkelt sammen ved et let tag i sædet, og når baghjulene og benstøtter er blevet taget af, glider **Spirea^{NG}** nemt ind bag de forreste sæder eller ned i bilens bagagerum. Kørestolens vægt uden baghjul er kun 9,5 kg, hvilket gør den nem at håndtere og transportere. **Spirea^{NG}** er selvfølgelig blevet crash-testet og overholder alle europæiske kvalitets- og ISO-standarder. Med alle disse fordele og den høje max. brugervægt på 135 kg er **Spirea^{NG}** en yderst pålidelig og robust kørestol, der kan anvendes af de fleste.

Optimal manøvrering og stabilitet

Med muligheden for at svinge benstøtterne enten ud til siden eller ind under sædet gør **Spirea^{NG}** det lettere ved kørsel på snævre passager og ved forflytninger til en spisestue eller lignende. Den dobbelte krydsrammekonstruktion giver både let sammenklapning og stabilitet ved kørsel, så brugerens kræfter udnyttes optimalt.

Perfekte køreegenskaber

Kørsel med en bruger eller manøvrering på egen hånd bliver ubesværet og problemfrit med **Spirea^{NG}**. Højdejusterbare skubbehåndtag og enkel afmontering af drivhjulene forbedrer den

nemme håndtering af **Spirea^{NG}**. Det nydesignede drivhjulsophæng gør det muligt at vælge en perfekt afbalancering af drivhjulet og derved nedsættelse af køremodstanden.

Egenskaber og tilbehør



Fremdrift med fødderne

Ved at vælge 22" drivhjul kan der opnås en lav sædehøjde, som er ideel for en hemiplegisk bruger eller når det er nødvendigt at gå kørestolen frem.



Forskellige rygmuligheder

Der kan vælges mellem 7° fast ryg eller en vinkeljusterbar ryg. Dette giver mulighed for at tilpasse kørestolens ryg individuelt til brugerens behov.



Hel fodplade

Spirea^{NG} kan monteres med hel opklappelig, vinkel- og dybdejusterbar fodplade.



Drivhjulsophæng

Vælg mellem 3 eller 8 muligheder for placering af drivhjulet. Ved den korrekte placering lettes kørslen og manøvrerdygtigheden for brugeren.

Egenskaber og tilbehør



Forhjulsophæng

Spirea^{NG} har forhjulsophæng, der kan indstilles i højde og vinkel for optimale køreegenskaber.



Sikker antitip

Der kan vælges mellem en højde og dybdejusterbar antitip eller en swing-away antitip, hvilket øger sikkerheden mod at tippe bagover.



Indbygget cambring

Spirea^{NG} har to forskellige indbyggede muligheder for cambring og 0° eller 2° af drivhjulene uden yderligere komponenter. Ved 2° cambring opnås bedre køreegenskaber.



Spirea^{NG} Heavy Duty

Spirea^{NG} tilbydes i en Heavy Duty version velegnet til den store bruger og er godkendt til en max brugervægt op til 160 kg.



Armlæn

Der er valgmulighed mellem hemiplegiarmlæn, polstrede, flipup-armlæn korte eller lange armlæn.



Benstøtter

Det er muligt at vælge mellem eleverbare, faste, amputations- og gipsbenstøtter.

Fodpladerne kan være faste eller vinkel- og dybdejusterbare eller med en fodpladeforlængere. Både benstøtter og fodplader er kompatible med de øvrige manuelle stole fra Rea.



Tekniske data



Rea **Spirea⁴ NG** 355 / 380 / 405 /
430 / 455 / 480 /
505 mm



400 mm (- 50)
450 mm (- 50)
500 mm (- 50)



350 / 385 / 410 / 435 /
460 / 485 / 510 mm



380 - 460 /
350 - 550 mm*



190 - 290 mm



320 - 530 mm



0° - 6°



Rea **Spirea⁴ NG** 7° /
-6 - +13°¹



Sædebredde
+ 200 mm



720 - 1220 mm



920 - 1170 mm



690 - 950 mm



305 mm



16 kg



Rea **Spirea⁴ NG** 135 kg
160 kg²



Transportvægt:
9,5 kg



Crashtestet
ISO 7176-19



Spirea⁴ NG HD
max 160 kg

1/ Vinkelstilbar ryg

2/ Rea **Spirea⁴ NG HD** tilbydes i 2 boxmodeller. Sædestørrelser: 555 x 450 mm og 605 x 500mm. Kørestolene har fast 7°rygvinkel, polstret stroppryg, indstillelige armlæn og benstøtter, og er særligt velegnet til store brugere.

Rea **Spirea⁴ NG** overholder ISO 7176-19 specifikationer. Bemærk at de kan være særlige betingelser med hensyn til tilbehør. For detaljerede oplysninger om transport i bus eller bil siddende i kørestolen opfordres man til at konsultere følgende sider på vores hjemmeside: www.invacare-rea.com under Rea Wheelchairs/ Tekniske downloads.

Stel farve



Koksgrå

Betræk



Sort Jemima

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark
Tlf.: 3690 0000 - Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

© 2012 Invacare International Sàrl
All rights reserved.

All information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel.

Rea Spirea4 NG - DK - 01/2012



Yes, you can.®