



AQUATEC

Aquatec® | **Pure**

Oplev den rene forskel

Trusted Solutions,
Passionate People



Aquatec Pure er en komplet bidetløsning for alle, der ønsker lettere og bedre hygiejne i forbindelse med toiletbesøg. *Aquatec Pure* sikrer i kombination med det eksisterende toilet en forbedring af sundhedstilstanden for brugeren. Undersøgelser, med brug af bidetsædet, viser et fald på omkring 75-80 % af tilfælde med blærebetændelse og hudproblemer. *Aquatec Pure* leveres med justerbar dysefunktion, effektiv tørrefunktion, varme i toiletsædet, økonomisk strømsparefunktion samt soft close låg. Alle funktioner styres ved hjælp af den let forståelige håndbetjening.




Enkel at anvende

Aquatec Pure tilbyder mange funktioner. Den indstillelige dyse sørger for nænsom, behagelig og samtidig effektiv rengøring. Dysens kraft og placering kan enkelt indstilles ved hjælp af den praktiske håndbetjening. Håndbetjeningens "AUTO" knap gennemfører en hel vaskecyklus, således skal brugeren kun tænke på at trykke på én knap efter toiletbesøg.


Unik og komfortabel sædeløsning

Aquatec Pure har et unikt og komfortabelt toiletsæde, der er udstyret med varme samt praktiske sensorer, som sikrer, at bidetfunktionerne kun kan fungere, når brugeren sidder på sædet. Endvidere er *Aquatec Pure* udstyret med LED belysning, for tryk adgang i de mørke natstimer.


Tilbehør og egenskaber



Vaskedysen fungerer altid optimalt og hygiejnisk grundet en special selvrensningefunktion, der gennemføres efter hver vaskecyklus.









Den let forståelige håndbetjening er enkel at anvende og kan placeres netop der, hvor det er mest optimalt for brugeren.



Håndbetjeningens "AUTO" knap gennemfører en hel vaskecyklus. Således skal brugeren kun tænke på at trykke på én knap efter toiletbesøg.

Tekniske data

For en fuldstændig information venligst se brugermanual på www.invacare.dk

Seat width	Seat depth	Opening width	Opening depth	Weight	Max. user weight
					
Pure 384 mm	515 mm	226 mm	275 mm	4 kg	125 kg

Farve

Hvid



Tlf.: 3690 0000
 Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
 Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
 Denmark



Yes, you can.®