



Stilrent design og komfort

Med Aquatec **Badehjælpemidler** er sikkerhed, uafhængighed, design og komfort i højsædet.

Let indstilling og montering er en fællesnævner for alle vore produkter. De fleste af vore produkter kan nemt tages med på rejsen, hvilket giver uafhængighed og livskvalitet.





Egenskaber

Let montering

Den nemme montering uden brug af værktøj gør det nemt og bekvemt at tage *Aquatec Stileo* håndgreb med på rejsen samt at anvende ved midlertidige behov.

Tryghed i anvendelsen

Sikkerhedsindikatoren viser dig om håndgrebet er monteret korrekt på den glatte overflade - det giver tryghed i brugen af håndgrebet og gør *Aquatec Stileo* til et sikkert hjælpemiddel.



Sikker anvendelse

Stileo er udstyret med en sikkerhedsindikator, der viser om håndgrebet er korrekt monteret.



Mange anvendelsesmuligheder

Stileo kan monteres på alle glatte flader og kan placeres vandret, lodret eller på skrå efter behov.

Tekniske data



400 mm



30 kg



100 kg



80 kg

Stileo (kort model)

Stileo (lang model)

500 mm

30 kg

100 kg

80 kg

Farve



Hvid/blå



Egenskaber

Øget sikkerhed og komfort ved badning

Det ergonomiske og robuste design giver sikkerhed og komfort ved badning.

Aquatec **Marina** badebræt er forsynet med en praktisk holder til bruseren - således den altid er lige ved hånden. **Marina** forefindes i en standard og i en XL-version.

Hygiejnisk

Marina er forsynet med drænhuller, således at skidt og sæberester undgår at samle sig på badebrættet. Drænhullerne gør desuden, at vandet lettere ledes væk og skaber en mere skridsikker overflade.



Nem montering

Marina kan på få sekunder let justeres, således det passer til den aktuelle bredde på badekarret

En hjælp i hverdagen

Marina er udstyret med holder til bruserlange, så du undgår at bruser og bruserlange falder ned i badekarret. Støttehåndtaget er en god og sikker hjælp ved ind- og udstigning af badekarret.

Tekniske data



690 mm



328 mm



395 - 630 mm



180 mm



1,6 kg



150 kg



Marina

Marina XL

740 mm

328 mm

395 - 630 mm

180 mm

1,6 kg

200 kg

Farve



Hvid/blå



Unikt design

Aquatec **Sorrento** er badestolen til den kræsne forbruger. Den specialdesignede siddeflade tilbyder maksimal komfort og som noget helt unikt, er den forsynet med Soft-Touch overflade, der giver optimal sikkerhed i badesituationen.

Nem håndtering

Aquatec **Sorrento** har foldbare ben, således at den let og ubesværet kan tages med på rejsen eller i bilen. Tilpasningsmulighederne for den enkelte bruger er med den justerbare ryg og de højdejusterbare ben helt i top.

Egenskaber og tilbehør



Unikt og moderne design til den kræsne forbruger.



Benene kan let foldes sammen under badestolen, så den optager mindst mulig plads. På rejsen, eller når den ikke er i brug.



Aquatec **Sorrento** med Soft-touch overflade.

Tekniske data



460-610 mm



400 mm



400 mm



520 mm



430 mm

Aquatec
Sorrento



5,5 kg



135 kg

Aquatec
Sorrento

Farve



Hvid



Grå



Egenskaber

Den fleksible løsning

Aquatec toiletstol er en funktionel og rengøringsvenlig fritstående toiletstol. Velegnet i soveværelset for personer som behøver et toilet ved sengen, eller hvor pladsen er for trang på det bestående toilet - fx i sommerhuset.

Flere anvendelsesmuligheder

Toiletstolen kan også benyttes oven på toilettet ved hjælp af de praktisk højderegulerbare ben. Højderegulerbar fra 510-660 mm.



Komfort

Toiletstolen kan justeres i højden fra 510-660 mm, således man kan opnå den bedst mulige højde i forhold til komfort og forflytning.

Hygiejnisk i brug

Toiletstolen har alle steder glatte flader, der er hygiejniske og lette at rengøre.

Tekniske data



Toiletstol

510-660 mm



670 mm



455 mm



8,8 kg



130 kg

Farve



Blå

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark
Tlf.: 3690 0000 - Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

© 2016 Invacare International Sàrl
All rights reserved.

Al information er ved
trykningstidspunktet korrekt.
Invacare forbeholder
sig retten til at foretage
konstruktionsændringer uden
forudgående varsel.

Bad - DK - 08/2016



Yes, you can.®