

Invacare SKI-aftale

50.98 aftalen



Yes, you can.®

Invacare er valgt som SKI leverandør på en lang række genbrugshjælpemidler til mange af landets kommuner.

I denne interaktive folder får du et overblik over hovedprodukterne og et par gode råd med på vejen.

Aftalen er gældende fra 29. august 2024.

Indhold

> **Softform Premier Active 2 RX**


Softform Premier Active 2 RX kombinerer trykfordelende egenskaber fra specialskårne skumceller med indlagte luftceller, som kan oppustes efter behov for at levere aktiv terapi.

Det øverste lag har intelligent udskæring i 3 anatomiske zoner, der effektivt tilpasser sig kroppens konturer. Det U-formede nederste lag sikrer god kantstabilitet.

Den kastellerede overflade understøtter et optimalt mikroklima og sikrer god distribution af tryk for borgere med meget høj risiko for at udvikle tryksår.

Det statiske underlag kan nemt 'opgraderes' med tilføjelsen af Active 2RX pumpen, hvilket yderligere hjælper med håndtering af alvorlige tryksår.

Den støjsvage pumpe skal blot tilsluttes så leverer pumpen automatisk det optimale tryk.



Varenr.	Beskrivelse	HMI-nr.
1630029	Softform Premier Active 2 RX madras uden pumpe, 83x200x15 cm	110729
1630031	Softform Premier Active 2 RX madras uden pumpe, 88x200x15 cm	110726
1630030	Softform Premier Active 2 RX madras uden pumpe, 85x200x15 cm	141234
1630032	Softform Premier Active 2 RX madras uden pumpe, 90x200x15 cm	141235
1629800	Pumpe til Softform Premier Active 2 RX madras	143592

> **Dacapo Excel**

Dacapo Excel er den seneste tilføjelse til Invacares Dacapo madrasprogram. Dacapo Excel er en trykfordelende madras, der er designet til at minimere shear og friktion, forbedre trykfordeling og sikre en effektiv mikroklimahåndtering.

Det øverste lag, som er tættest på brugeren, er kastelleret i 3 anatomiske zoner. Dette øger kontaktfladen med huden og sikrer høj komfort og støtte, og hjælper med til at modvirke shear og friktion og overfladetryk.

Unik dampgennemtrængelig cellestruktur i skummet sikrer et vel-ventileret indre af madrassen for positiv mikroklimahåndtering.



Varenr.	Beskrivelse	HMI-nr.
Madrasser inkl. inkontinensbetræk		
60130940	DACAPO EXCEL 83 X 200 X 14 CM	135496
60130942	DACAPO EXCEL 85 X 200 X 14 CM	135466
60130943	DACAPO EXCEL 88 X 200 X 14 CM	135497
60130945	DACAPO EXCEL 90 X 200 X 14 CM	135498
Tilbehør		
60147808	DACAPO INDSKUDSMADRAS 83 X 20 CM	140766
60147809	DACAPO INDSKUDSMADRAS 85 X 20 CM	140767
60147810	DACAPO INDSKUDSMADRAS 88 X 20 CM	140768
60147811	DACAPO INDSKUDSMADRAS 90 X 20 CM	140769



INVACARE ANBEFALER

Kontroller din madras jævnligt for at undgå kontaminering og unødigt slid på skumkernen.



INVACARE ANBEFALER

Kontroller din madras jævnligt for at undgå kontaminering og unødigt slid på skumkernen.



> Ocean Ergo

Aquatec Ocean Ergo er en standard bad- og toiletstol med ergonomisk sæde, samt en lang række indstillingsmuligheder, der sikrer en god positionering af brugeren. Ocean Ergo giver øget selvstændighed og uafhængighed for brugeren og hjælper personalet til at kunne yde optimal omsorg i bade- og toiletsituationer.

Varenr.	Beskrivelse	HMI-nr.
1652998	OCEAN ERGO BADE- OG TOILETSTOL MED FAST RYG, INKL. BÆKKEN	109123
Tilbehør		
AP1603142	BLØDT SÆDE MED NØGLEHUL	119681
AP1603145	BLØDT SÆDE MED LILLE HUL	119685
AP1603143	INDLÆGSPUDE FOR BLØDT SÆDE MED NØGLEHUL	
AP1603152	INDLÆGSPUDE FOR BLØDT SÆDE MED LILLE HUL	
Nedenstående tilbehør er ikke omfattet af SKI-aftalen		
AP60121311	SUPERSOFT SÆDE MED NØGLEHUL	122776
VHY/4845	VICAIR HYGIEJNEPUDE 48X45X8 CM	137392
AP1603154	PLANT BLØDT SÆDE UDEN HUL	119688
AP1603031	STROPRYG	



INVACARE ANBEFALER

Brug altid som minimum et blødt komfortsæde til din bade- og toiletstol. Har du brug for mere trykaflastning anvendes Supersoft sæde eller Vicair hygiejnepude.



> Ocean Vip Ergo

Aquatec Ocean Vip Ergo er en bade- og toiletstol med sædeklip med glidende balancepunkt, der er let at betjene. På en tryk og sikker måde kipper sædet på Ocean Vip Ergo til den ønskede vinkel og positionering af brugeren. Ocean Vip Ergo bade- og toiletstol er et praktisk hjælpemiddel, der med fordel kan anvendes til borgere med behov for meget aflastning eller med dårlig siddende balance.

Varenr.	Beskrivelse	HMI-nr.
1652999	OCEAN VIP ERGO BADE- OG TOILETSTOL MED STROPRYG, INKL. ARMLÆNSLÅS OG BÆKKEN	109127
Tilbehør		
AP1603142	BLØDT SÆDE MED NØGLEHUL	119681
AP1603145	BLØDT SÆDE MED LILLE HUL	119685
AP1603143	INDLÆGSPUDE FOR BLØDT SÆDE MED NØGLEHUL	
AP1603152	INDLÆGSPUDE FOR BLØDT SÆDE MED LILLE HUL	
Nedenstående tilbehør er ikke omfattet af SKI-aftalen:		
AP60121311	SUPERSOFT SÆDE MED NØGLEHUL	122776
VHY/4845	VICAIR HYGIEJNEPUDE 48X45X8 CM	137392
AP1603154	PLANT BLØDT SÆDE UDEN HUL	119688



INVACARE ANBEFALER

Brug altid som minimum et blødt komfortsæde til din bade- og toiletstol. Har du brug for mere trykaflastning anvendes Supersoft sæde eller Vicair hygiejnepude.



> Orion Metro el-scooter

Orion Metro er designet med fokus på både ergonomi og design. Samtidig er el-scooteren let, overskuelig og komfortabel at køre for både nye og erfarne scooterbrugere. Orion Metro er udstyret med fuldautomatisk fartreduktion ved sving, hvilket giver brugeren en tryk kørselsoplevelse.

Invacare håndterer også sager med kommunalt tilskud på alle vores scooter-modeller.

Varenr.	Beskrivelse	HMI-nr.
1677367	ORION METRO 3-HJULET EL-SCOOTER KLASSE B, INKL. FRONTKURV, 2 SIDESPEJLE OG LADER	109957
Tilbehør		
SP1528274	STOKKEHOLDER TIL TO STOKKE	
SP1518240	GARAGEOVERTRÆK	



INVACARE
RÅDGIVNING

Invacare har salgskonsulenter i hele landet og yder rådgivning om valg af den korrekte el-scooter til dit behov.

> Futura standardrollator

Dolomite Futura er en sammenklappelig rollator med et komfortabelt og opklappeligt sæde, der understøtter muligheden for en opret og sikker gang. Futura klappes let sammen uden brug af værktøj, og rollatoren er udstyret med en rød sikkerhedskrog, der tilsikrer, at Futura aldrig vil klappe sammen utilsigtet. SKI-aftalen omfatter nu også en model til høje brugere.



Varenr.	Beskrivelse	HMI-nr.
12072-43-27	FUTURA 520 INKL. KURV	22157
12070-43-27	FUTURA 600 INKL. KURV	22155
12076-43-27	FUTURA 680 INKL. KURV	22156
Tilbehør		
12600	RYGSTROP	
SP60126960	SLÆBEBREMSE	
12507-R	ENHÅNDSBREMSE, HØJRE	
12507-L	ENHÅNDSBREMSE, VENSTRE	



INVACARE
TILBYDER

Invacare har et stort sortiment af rollatorer til borgere med specielle behov.



Vi står klar til at hjælpe dig

Hos Invacare er vi 37 dygtige medarbejdere, der står klar til at hjælpe dig med råd og vejledning om valg af hjælpemidler. Du kan kontakte os på flere måder:

Du finder information om alle Invacares produkter på vores hjemmeside www.invacare.dk

Herunder finder du et par genveje:

[El-scootere](#)

[Gode råd til private vedr. el-scootere](#)

[Aquatec bad- og toiletstole](#)

[Dolomite rollatorer](#)

Tlf.: 3690 0000
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark



Yes, you can.®