



Dolomite | **Maxi+**

Stærkere og smartere

Trusted Solutions,
Passionate People



Dolomite **Maxi+** har forstærket stel og en max. brugervægt op til 200 kg. **Maxi+** er udviklet til brugere, som har behov for høj grad af stabilitet og et stærkere stel. Rollatoren til "de store danskere".



Mere siddeplads

Det brede sæde samt de ekstra 100 mm mellem skubbehåndtagene sikrer en komfortabel siddestilling. Sædet kan selvfølgelig klappes op. Udover at øge pladsen til fødderne ved gang, kunne komme "længere ind" i rollatoren og derved opnå en mere opret kropsholdning, vil det gøre det nemmere for brugeren at nå - fx et dørhåndtag.

Fleksibilitet for brugeren

Maxi+ tilbydes i to forskellige sædehøjder. Vælg den høje model til brugeren, der har svært ved at rejse eller sætte sig.

Maxi+ har en bred vifte af tilbehør, der yderligere kan hjælpe med at tilpasse rollatoren til brugerens individuelle behov.

Egenskaber og tilbehør



Bakke

Produceret i hård plast. Med fire stabiliserende gummistøtter under bakken sikres stabiliteten.



Kurv

Praktisk kurv med håndtag til transport af mindre ejendele. Max vægt 9 kg.



Stokkeholder

Gør det nemt at have stokken med på tur med rollatoren, uden at den kommer i vejen under kørsel.



Komfortabel rygstrop

Giver let støtte til lænden, når man sidder på sædet.



Enhåndsbremse

Gør det muligt at bremse begge sider med en hånd.



Bremseforstærker

Giver ekstra bremsestyrke til svage hænder.



Trædepedal

Gør det lettere for brugeren at komme op over kantsten og andre lignende små forhindringer.



Hjulafskærmning

Beskytter tøjet mod snavs og stænk fra hjulet, hvis man kører udendørs.



Slæbebremse

En sikkerhed hvis brugeren skubber brugeren asymmetrisk eller rollatoren kører for hurtigt.



Bløde greb

De bløde greb er et rart alternativ til de anatomiske greb.



Iltflaskeholder

Fastholder iltflasken sikkert på rollatoren i vertikal position. Passer til de fleste størrelser iltflasker.

Tekniske data

For flere oplysninger om dette produkt, inkl. brugermanual, se venligst Invacare website: <http://www.invacare.dk>

	Totalbredde	Længde	Indvendig afstand mellem hjul	Skubbehøjde	Sædehøjde	Indvendig afstand mellem håndtag	Hjul diameter
Maxi+ 550	700 mm	640 mm	550 mm	725 - 895 mm	555 mm	520 mm	200 mm
Maxi+ 650	700 mm	740 mm	550 mm	815 - 985 mm	650 mm	520 mm	200 mm

	Vægt	Max brugervægt
Maxi+ 550	9.8 kg	200 kg
Maxi+ 650	10.3 kg	200 kg



Stelfarve

Metallic blå



Tel: +45 3690 0000
Fax: +45 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark



Yes, you can.®