

# Matrx rygge

Elite



Yes, you can.®

		PB-Elite højde 36 cm (PBE) Rygbredde (cm)	PB-Elite højde 41 cm (PBE) Rygbredde (cm)					PB-Elite Deep højde 41 cm (EDB) Rygbredde (cm)					PB-Elite Deep højde 51 cm (MPB) Rygbredde (cm)							
Invacare kørestolsmodel	Sædebredde (cm)	33	41	43	46	48	51	36	38	41	43	46	48	51	38	41	43	46	48	51
<b>Invacare XLT</b>	35,5	1545090						1543505												
	38	1545090						1543505	1543509						1543511					
	40,5		1515720					1543505	1543509	1543513					1543511	1543515				
	43		1515720	1515722					1543509	1546513	1543517				1543511	1543515	1543519			
	45,5		1515720	1515722	1515724					156513	1543517	1543521				1543515	1543519	1543523		
	48			1515722	1515724	1515726						1543517	1543521	1543525				1543519	1543523	1543987
<b>Invacare XLT-Swing</b>	33	1545090																		
	35,5	1545090						1543505												
	38	1545090						1543505	1543509						1543511					
	40,5		1515720					1543505	1543509	1543513					1543511	1543515				
	43		1515720	1515722					1543509	1543513	1543517				1543511	1543515	1543519			
	45,5		1515720	1515722	1515724					1543513	1543517	1543521				1543515	1543519	1543523		
	48			1515722	1515724	1515726						1543517	1543521	1543525				1543519	1543523	1543987
50,5				1515724	1515726	1532096						1543521	1543525	1545989				1543523	1543987	1543991
<b>Rea Focus 150</b>	53					1515726	1532096							1543525	1545989				1543987	1543991
	55,5						1532096								1545989					1543991
<b>Rea Focus</b>	38	1545090						1543505	1543509						1543511					
	40,5		1515720					1543505	1543509	1543513					1543511	1543515				
	43		1515720	1515722					1543509	1543513	1543517				1543511	1543515	1543519			
	45,5		1515720	1515722	1515724					1543513	1543517	1543521				1543515	1543519	1543523		
	48			1515722	1515724	1515726						1543517	1543521	1543525				1543519	1543523	1543987
	50,5				1515724	1515726	1532096						1543521	1543525	1545989				1543523	1543987
<b>Rea Spirea3 /Spirea4NG</b>	38	1545090						1543505	1543509						1543511					
	40,5		1515720					1543505	1543509	1543513					1543511	1543515				
	43		1515720	1515722					1543509	1543513	1543517				1543511	1543515	1543519			
	45,5		1515720	1515722	1515724					1543513	1543517	1543521				1543515	1543519	1543523		
	48			1515722	1515724	1515726						1543517	1543521	1543525				1543519	1543523	1543987
	50,5				1515724	1515726	1532096						1543521	1543525	1545989				1543523	1543987
<b>Rea Azalea /Rea Dahlia</b>	34	1545090																		
	39	1545090						1543505	1543509						1543511					
	44		1515720	1515722					1543509	1543513	1543517				1543511	1543515	1543519			
	49			1515722	1515724	1515726						1543517	1543521	1543525				1543519	1543523	1543987

RØDT: Med ekstra lange monteringsstifter

NB. Alle kørestole er blevet testet med standard rygrør - Hvis stolen er valgt med bagomliggende skubbehåndtag, anbefales det at anvende 2 delte monteringsbeslag, hvor det øverste beslag monteres i mellemrummet af det C-formet beslag til skubbehåndtaget. Denne montering kan dog give begrænsninger mht højdejustering af Matrx ryggen.

Generelt er Søhestebeslaget mere fleksibelt og lettere at montere korrekt - og Matrx ryggen lettere at justere.

# Matrx rygge

## Posture & Elite TR



Yes, you can.®

Invacare kørestolsmodel	Sædebredde (cm)	Posture B Deep højde 41 cm (PBD) Rygbredde (cm)					Elite TR højde 41 cm Rygbredde (cm)				Elite TR højde 51 cm Rygbredde (cm)			
		36	41	43	46	51	41	43	46	48	41	43	46	48
<b>Invacare XLT</b>	35,5	1545002												
	38	1545002	1545058											
	40,5	1545002	1545058	1545061										
	43		1545058	1545061	1545064									
	45,5		1545058	1545061	1545064									
	48			1545061	1545064	1545067								
<b>Invacare XLT-Swing</b>	33	1545002												
	35,5	1545002												
	38	1545002	1545058											
	40,5	1545002	1545058	1545061										
	43		1545058	1545061	1545064									
	45,5		1545058	1545061	1545064									
	48			1545061	1545064	1545067								
<b>Rea Focus 150</b>	53					1545067								
	55,5					1545067								
<b>Rea Focus</b>	38	1545002	1545058											
	40,5	1545002	1545058	1545061										
	43		1545058	1545061	1545064									
	45,5		1545058	1545061	1545064									
	48			1545061	1545064	1545067								
	50,5				1545064	1545067								
<b>Rea Spirea3 /Spirea4NG</b>	38	1545002	1545058											
	40,5	1545002	1545058	1545061										
	43		1545058	1545061	1545064									
	45,5		1545058	1545061	1545064									
	48			1545061	1545064	1545067								
	50,5				1545064	1545067								
<b>Rea Azalea /Rea Dahlia</b>	34	1545002												
	39	1545002	1545058											
	44		1545058	1545061	1545064		1580019	1580020			1580029	1580030		
	49			1545061	1545064	1545067		1580020	1580021	1580022		1580030	1580031	1580032

RØDT: Med ekstra lange monteringsstifter

NB. Alle kørestole er blevet testet med standard rygrør - Hvis stolen er valgt med bagomliggende skubbehåndtag, anbefales det at anvende 2 delt monteringsbeslag, hvor det øverste beslag monteres i mellemrummet af det C-formet beslag til skubbehåndtaget. Denne montering kan dog give begrænsninger mht højdejustering af Matrx ryggen.

Generelt er Søhestebeslaget mere fleksibelt og lettere at montere korrekt - og Matrx ryggen lettere at justere.