

Senge tilbehør



Behovstilpasninger



Til Invacares sortiment af senge tilbyder vi et bredt tilbehørsprogram. Gennem anvendelse af tilbehør optimeres muligheden for at tilpasse plejesengen, således at der tages individuelt hensyn til såvel plejebehov, som til design og smag. Herved opnås den perfekte personlige tilpasning.

På følgende sider finder du information om kompatibilitet samt reference til senge, sengeheste og yderligere tilbehør.

Senge gavle



Victoria sengegavl

Aftagelig gavl til **SB® 755**, **SB® 750** og **SB® 400** i bøg, hvidpigmenteret bøg, kirsebær og lys eg. Kompatibel med **Line** og **Britt V** integrerede sengeheste.



Susanne sengegavl

Leveres i bøg, hvidpigmenteret bøg, kirsebær og lys eg. Anvendes sammen med **SB 755**, **SB 750** og **SB 400** i 1050 mm og 1200 mm bredde. Kompatibel med **Line** og **Britt V** integrerede sengeheste.



Emma sengegavl

Aftagelig gavl til **SB 755**, **SB 750** og **SB 400** i bøg, hvidpigmenteret bøg, kirsebær og lys eg. Kompatibel med metalsengeheste.



Piggy sengegavl

Aftagelig gavl i bøg, hvidpigmenteret bøg, kirsebær og lys eg. Anvendes sammen med **SB 755** (med uprofil), **SB 750**, **SB 400**.



Olivia sengegavl

Aftagelig sengegavl i bøg. Kan anvendes sammen med trælængside og **Scala 2** sengeheste til **SB 755**.



Anita sengegavl

Sengegavl til **SB 755** i bøg, kirsebær og lys eg. Standard eller lav version. Anvendes sammen med **Line** og **Britt V** sengeheste.

Sengeheste



Line

Integrerede aluminiums sengeheste leveres i træ look i standard længde eller forlængbare (200 - 220 cm).*



Britt V

Integrerede træsengeheste. Leveres i Bøg, kirsebær, hvidpigmenteret bøg og lys eg i længderne: 200, 210 og 220 cm.*



Brugerbetjent metalsengehest

Sammenklappelig metalsengehest, hvor brugeren vha. et håndtag selv kan betjene sengehesten.*



Line og Britt V sengehestforhøjer

Sengehestene kan kombineres med forhøjere når sengehestene skal anvendes sammen med madrasser der er op til 330 mm høje.*



Invacare Scala Basic 2

Nedfældbar metalsengehest (15 cm).*



Invacare Scala Basic Plus 2

Nedfældbar metalsengehest med plastik indsats (15 cm).*



Invacare Scala Medium 2

Nedfældbar metalsengehest til høje madrasser (20 cm).*



Invacare Scala Decubi 2

Nedfældbar metalsengehest til ekstra høje madrasser (29 cm).*



Polstret

Polstret betræk til **Line** og **Britt V** sengehest. Betrækket bliver på plads når sengehesten er nedfældet. Leveres i polstret, ekstra polstret og forlænget (+100 mm og +200 mm).

Betræk til sengeheste



Betræk i net

Betræk i net til **Line** og **Britt V** sengehest. Betrækket bliver på plads når sengehest er nedfældet. Leveres i standard og forlænget udgave (+100 mm og +200 mm).



Betræk til metalsengehest

Polstret betræk til metalsengehest. Betrækket bliver på plads når sengehest er nedfældet. Leveres i standard og ekstra polstret.



Sikkerhedsbetræk

Anvendes sammen med integrerede træsengeheste godkendt efter EN1970 (gl standard) hvor der er et øget sikkerhedskrav.



Forhøjet polstret betræk

Polstret betræk til **Line** og **Britt V** med forhøjer.

Støttegreb



Støttegreb

Meget stabile støttegreb til brug ved ind- og udstigning af seng.
H250 X B300 mm / B800 mm
H400 X B300 mm / B500 mm / B950 mm



Svingbart støttegreb

Det svingbare støttegreb tilbyder god hjælp til brugeren, som skal op at stå. Kan anvendes enkelt- eller parvis.



Støttegreb til Octave

Gør ind- og udstigning af seng enkel.
H400 x B250 mm.



"Sit-up" støtte

Unik støtte til at sætte sig op i sengen.
Til **SB® 755**, **SB® 750** og **SB® 400**.



"Stand-up" støtte

Gør ind- og udstigning af seng enkel. Passer til alle Invacare senge.

Sengegalger



Sengegalge

Håndgreb kan tilpasses i både højde og dybde.



Svingbar sengegalge

Sengegalgen kan svinges ud langs siden af sengen. Håndgreb kan tilpasses i både højde og dybde.



Sengegalge

Håndgreb kan tilpasses i både højde og dybde. Passer til **Octave**® seng.

Andet tilbehør



Afstandsfender

Forebygger skader på væg når sengen bevæges. Kan placeres for enden af sengen eller på sengens sider.



Fenderhjul

Fenderhjul kan placeres horisontalt eller vertikalt. Leveres i 3 størrelser.



Hjul

Forskellige størrelser hjul.
75, 80, 100, 125, 150 mm



Lavbygningssæt

Anvendes 75 mm hjul sammen med **SB**® 755 og **SB**® 750, kan sengens laveste position sænkes til 250 mm.



Dækrør

Anvendes som dækrør når sengen er forlænget. Leveres i forskellige farver til **SB** 755, **SB** 750 og **SB** 400.



Bendelsbegrænser

Anvendes når bendelen ikke må sænkes under horisontal position. Placeres på sengerammen. Leveres i farverne elfenben og aluminiumsgrå til **SB** 755 og **SB** 750.



Forlængelse af Octave

Anvendes til forlængelse af **Octave**® med 100 - 200 mm.



Tilpasning til træsengehest

Træ beslag til **Octave** seng med sengehest. Leveres i bøg og kirsebær.

Andet tilbehør



Strop til sengehest

Strop til fastlåsning af sengehest i laveste position. Kan anvendes sammen med alle sengeheste.



Træ-langside

Placeres på sengens langside. Anvendes sammen med **Victoria** gavle. Leveres i bøg, hvidpigmenteret bøg, kirsebær og lys eg.




Træ-langside

Anvendes i kombination med **Scala 2** sengeheste. Leveres i bøg og lys eg.



Transportvogn

Kan anvendes sammen med **SB® 755** og **SB® 750**. Til transport og opbevaring af demonteret seng.



Dyneholder

Stativ til placering i seng mhp at aflaste tryk fra dyne på læg og fødder.



Dropstativ

Dropstativ kan placeres i sengens galgerør eller på sengens ramme.



Tilbehør til dropstativ

Tilbehør til brug for montering af dropstativ i enten galgerør eller på sengens sideramme.

Elektriske tilbehørsdele



Håndbetjening

Håndbetjening HB80 og HL80 med "grøn-knap" funktion. Funktioner på HL80 kan alle låses. Anvendes sammen med **SB 755**.



Håndbetjening

Håndbetjening HB70 med "grøn-knap" funktion. Kan anvendes sammen med **SB 755**, **SB 750** og **SB 400**.



Soft Control

Funktionsbaseret håndbetjening med letbetjente knapper. Passer til senge med 3 og 4 motorer.



Håndbetjening til Octave

Håndbetjening HL85. Funktioner på HL85 kan alle låses.

Elektriske tilbehørsdele



Rheumatisk håndbetjening

Håndbetjening til personer med svage hænder f.eks på grund rheumatisk lidelse.



Holder til håndbetjening

Fleksibel holder til håndbetjening, letter anvendelsen for bruger. Kan anvendes sammen med soft control, HB70, HB 80, HL 80 og HL85. Leveres i elfenbensfarve samt aluminiumsgrå.



T-kabel

Anvendes hvis der er behov for 2 håndbetjeninger.



Batteri back-up

Anvendes ved strømsvigt. Sengen kan leveres forberedt for batteri back-up. Batteri back-up kan installeres efterfølgende.



Forlængerkabel

2.5 m forlængerkabel til Linak håndbetjening. Kan anvendes sammen med **SB® 755**, **SB® 750** og **SB® 400** og **Octave®**.



ACP boks

Giver personale mulighed for at låse en eller flere funktioner. Kan anvendes sammen med **SB 755**, **SB 750** og **SB 400**, og **Octave**.



Ekstern strømforsyning

Anvendes til indstilling af motorer når strømforsyning ikke er tilgængelig. Anvendes alene af servicepersonale - ikke til anvendelse af brugere.



Soft Tilt

Soft Tilt tilbyder kontinuerlig trykaflastning, effektiv hjælp til forflytninger samt sansestimulering. Et spændende nyt tilbehør til **SB755**.

Møbler



Sengebakke

Stabil sengebakke, passer direkte til sengehest. Leveres i 850 og 900 mm.



Sonnet Basic

Et stabilt arbejds- og læsebord. Højdeindstilleligt bord med plade som kan tilpasses fra 650 - 1000 mm i højden. Plade kan indstilles i 6 positioner.



Pausa

Højdeindstilleligt bord med plade som kan indstilles fra 720 - 1160 mm. Maksimal brugervægt: 10 kg.



Sonnet Dual

Sengebord i bøg med praktisk tophylde og 2 skuffer samt lille skab. Sidebord kan højdeindstilles fra 750 - 1050 mm samt vinkles.



Sonnet Combi

Sengebord i bøg. Alle horisontale flader er udført i laminat. Praktisk tophylde, 1 skuffe samt lille skab. Sidebord kan højdeindstilles fra 310 - 930 mm.

**Godkendt i henhold til
IEC 60601-2-52**

Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark

