



Invacare® | **Tilbehør**

til Rea® **Spirea**®<sup>4</sup> NG (S),  
Rea® **Focus**™ (F) og  
**Action**®<sup>3</sup> NG (A)

Trusted Solutions,  
Passionate People



## Rygversioner



### Vinkeljusterbar ryg

Vinkeljusterbar stroppryg (- 6° - +13°) og højdejusterbar (35 - 48 cm) eller (42 - 55 cm) **(S)**, og (38 - 46 cm) **(F)**



### Biangulær ryg

Justerbar i to vinkler (-8° - +13° og +/- 25°) og højdejusterbar (41 - 51 cm). Højden på den øverste del kan justeres, den nederste del er altid 19 cm fra sædet. **(S + F)**



### Ryg med sidestøtte

Stroppryg med rygpude *Invacare Mistral<sup>P</sup>*, der giver støtte i siderne. **(S + F)**



### Vinkelregulerbar rygplade

Her med Laguna rygpude. Ryggen vinkeljusteres vha. bruger- eller hjælperbetjent gashåndtag. **(F)**

## Benstøtter



### 80° benstøtte

Giver brugeren mulighed for at sidde med en let åben knævinkel.

**(S + F + A)**



### 90° benstøtte

Giver brugeren mulighed for en mere aktiv placering af fødderne.

**(S + F)**



### Vinkelindstillelig benstøtte

Kan indstilles uden brug af værktøj, og er forsynet med bløde lægpuder.

**(S + F + A)**



### Hel fodplade

Kørestolene kan monteres med hel opklappelig, vinkel- og dybdejusterbar fodplade.

**(S + F)**



### Amputationsbenstøtte

Er vinkel-, dybde- og højdejusterbar, og kan svinges til siden ved forflytning.

**(S + F + A)**



### Fodpladeforlænger

Fodpladeforlængerer giver mulighed for længere og bedre støtte i dybden.

**(S + F + A)**



### Polstret overtræk til fodplader

Polstringen giver en blødere og mere komfortabel støtte for foden. 12 mm tyk.

**(S + F)**



### Polstret overtræk til hel fodplade

Polstringen giver en blødere og mere komfortabel støtte for fødderne. 12 mm tyk.

**(S + F)**



## Armlæn



### Armlæn

- ① Hemiplegiarmlæn. **(S + F + A)**
- ② Aftageligt højdeindstilleligt armlæn med lang pude. **(S + F)**
- ③ Flip-up armlæn, højdeindstilleligt med lang eller kort pude. **(F)**
- ④ Letvægtsarmlæn med lang eller kort pude. (Rio) **(S + F + A)**

### Blødt betræk

Til Rio armlænene kan vælges blødt, aftageligt betræk for øget komfort.

## Sæde/ryg



### Indlægsfiler

Monteres under stropryggen. Giver øget sidestabilitet.

**(S + F + A)**



### Lille kropstøtte

Denne lille polstrede kropstøtte er velegnet ved behov for mindre støtte. Flyttes og monteres uden værktøj.

**(S + F + A)**



### Hoved-/nakkestøtte

Hoved- eller nakkestøtte monteres på den højdejusterbare skubbebøjle. Kan dybde- og vinkeljusteres og har justerbare "vinger".

**(S + F)**



### Skubbehåndtag

Som standard er kørestolene udstyret med højdejusterbare skubbehåndtag uden værktøj. Skubbehåndtagene fås i to højder med mulighed for flere indstillinger.

**(S + F + A)**



### Vinkeljusterbar skubbebøjle

Kan vinkeljusteres både op og ned, så den kan betjenes af hjælpere i forskellige højder. Enkel at justere med kun to trykknapper.

**(S)**



### Unik sædeudformning

Sædepladen på **Focus** er udformet med plads til tuber for optimal siddestilling. Indlægspuder kan udligne udfæsningen.

(F)



### Hoftebælte

For en sikkerheds skyld kan monteres en hoftese.

(S + F + A)

## Øvrigt



### Stokkeholder

Med holderen monteret nederst på kørestolen og velcrostropperne øverst på ryggen, er stokkene nemme at transportere.

(S + F + A)



### Antitip

Antitippen er højdejusterbar afhængig af sædehøjden. Tryk på fjederpalen og juster nemt til ønsket højde. Til **Focus** og **Spirea<sup>4</sup><sub>NG</sub>** fås tillige en svingbar antitip.

(S + F + A)



### Enhåndsbremse

Til brugere, der kun kan benytte bremsen med den ene hånd. Bremsearmen er altid forlænget.

(S + F)



### Bord

Aftageligt, gennemsigtigt bord med en behagelig og holdbar overflade. Evt. med albuepolstring. Justerbart i dybden.

(S + F + A)



### Pude til kørestolsbord

Blød 30 mm tyk pude polstret med Dartex, der kan aftørres med vand og sæbe. Fastgøres vha. elastikstropper.

(S + F + A)



### Halvbord

Højre eller venstre halvbord, gennemsigtigt og aftageligt. Tilbehør: Polstring til montering på bordpladen. Beslag er fastmonteret på Rio-armlæn.

(S + F + A)

Tlf.: 3690 0000  
Fax: 3690 0001  
denmark@invacare.com  
www.invacare.dk

Invacare A/S  
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby  
Denmark



Yes, you can.®