



Invacare®

Albestokke

Når du behøver støtte



Albuestokke fra Invacare er udviklet med henblik på at skabe tryghed for brugeren. Albuestokkene anvendes ved nedsat gangfunktion, fx hvor der er behov for delvis eller total støtte af det ene ben, eller en del af kroppen behøver støtte efter en ulykke, operation eller sygdom. Invacare tilbyder modellerne **Advantik**, **Advantik Soft**, **Advantik Tall**, **Ergo** og **Ergo Soft**, der alle er produceret i letmetal med en robust og behagelig, støttende plastoverdel.

Desuden tilbydes en smart lille børnealbuestok **Fun Kids**.

Flere af stokkemodellerne har lysrefleks foran på håndgrebet, hvilket sikrer, at stokkebrugeren er synlig i trafikken. Ligeledes har alle modeller som standard skridsikre, armerede gummidupsko og mulighed for 10 højdeindstillinger, der fastlåses ved hjælp af et patenteret klikssystem uden brug af værktøj.

Advantik og Advantik Soft



Smarte standard modeller

Egenskaber:

- Stærk og solid underarmsstøtte
- Ergonomisk udformet håndgreb med refleks
- 10-trins teleskopindstilling
- Ekstra store og sikre dupsko
- Albuestokkene kan klikkes sammen parvis
- Max. brugervægt op til 130 kg
- **Advantik Soft** har desuden et behageligt og blødere greb

Advantik Tall



En høj model, når standard er for lav...

Egenskaber:

- Stærk og solid underarmstøtte.
- Ergonomisk udformet håndgreb med refleks
- 10-trins teleskopindstilling
- Albuestokkene kan klikkes sammen parvis
- Speciel skruebeslag for øget brugerkomfort - ingen lydgener!
- Max. brugervægt op til 130 kg

Ergo og Ergo Soft



Den ergonomiske model med indstillelig underarmsstøtte

Egenskaber:

- 3 indstillingsmuligheder for højden af underarmstøtten
- Anatomisk håndgreb med god støtte til hele håndfladen
- Vinkelindstilleligt greb
- 10-trins teleskopindstilling
- Speciel skruebeslag for øget brugerkomfort - ingen lydgener!
- Max. brugervægt op til 130 kg
- **Ergo Soft** har desuden et behageligt og blødere greb

Tilbehør



Is dupsko

- Kan monteres på enhver standard albuestok
- Dupsko med 5 pigge kan slås ned, så stokkegang på isede eller snedækkede områder er muligt uden at stokken skrider ud.
- Obs øger stokkehøjden ca. 10 mm

Tekniske data

For flere oplysninger om dette produkt, inkl. brugermanual, se venligst Invacare website: <http://www.invacare.dk>

	Afstand greb til albuestøtte	Højdeinterval	Diameter	Max brugervægt	Vægt
Advantik + Advantik Soft	220 mm	750 - 980 mm	19 mm	130 kg	600 gr
Advantik Tall	220 mm	850 - 1080 mm	19 mm	130 kg	630 gr
Ergo + Ergo Soft	220 - 245 mm	750 - 980 mm	19 mm	130 kg	630 gr

Farve

Grå



Tlf.: 3690 0000
 Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
 Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
 Denmark



Yes, you can.®