



Invacare[®] | ***Propad Premier***

Profilert pude designet til at give trykaflastning, komfort og støtte



Invacare **Propad Premier** er designet til at give god trykaflastning, hvad enten puden benyttes i kørestol eller almindelig stol. **Propad Premier** består af to lag skum, hvor det øverste er skåret i profiler og minimerer shear og friktion.



Egenskaber og tilbehør



Betrækket hjælper til forebyggelse af shear og friktion

Betrækket er strækbart i alle retninger, vandafvisende og åndbart. Betrækket har skridsikker bund.



Fås i forskellige størrelser

Propad Premier kan leveres i 9 forskellige størrelser fra 41 x 41 cm til 51 x 51 cm.



Lynlås med overfald

Lynlås på 3 sider med stort overfald hindrer væske i at trænge ind i puden og beskytter skumkernen. Betrækket fås som inkontinensbetræk og kan let afmonteres og vaskes.

Komfort og tryksårsforebyggende






Invacare **Propad Premier** består af to lag skum. Det nederste blå lag er fremstillet af fast formet skum, således at det giver god stabilitet og støtte. Det øverste lag skum er opskåret i tern og tillader brugeren at synke ned i materialet og dermed fordele trykket over en større overflade. Den profilerede overflade minimerer tillige shear og friktion og tillader god cirkulation af luften.

Profileret overflade

Propad Premier er opskåret i tern, hvilket reducerer shear og friktion samtidig med, at trykaflastning opnås.

Tekniske data

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på www.invacare.dk.

Antal størrelser:	Højde	Vægt	Max brugervægt	Rengøring
				
9	10 cm	1 kg	110 kg	80°

Fremstillet i henhold til følgende Europæiske standarder: BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match, og BS 7175 (Crib 5)

Farve

Sort



Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark



Yes, you can.®