

Invacare® | *Sengeborde*



Stil og funktionalitet

*Invacare **Sonnet*** sengebord serien findes i flere modeller og design for individuelle behov og ønsker. Bordene er lige velegnet til brug i hjemmet som på institution. **Sonnet** serien er et samspil af skandinavisk elegance, design og funktionalitet.



Yes, you can.®

Invacare Sonnet® Dual



Invacare **Sonnet Dual** er udført i skandinavisk bøgetræ med en glat og holdbar effekt. Det stilrene bord kan tilpasses med sideklap for at gøre det lettere at læse, skrive, spise mm. Sideklappen, der kan skråtstilles, kan placeres i højre eller venstre side efter ønske og kan indstilles i højden fra 730 til 1050 mm. Selve bordet er praktisk indrettet med en hylde øverst og 2 skuffer i forskellig størrelse samt et skab i midten, hvor lågen er monteret med et "klaverhængsel", således at denne fylder mindst muligt.

Invacare Sonnet Combi



Invacare **Sonnet Combi** kan bruges både som et praktisk arbejdsbord og som et aktivitetsbord ved seng, stol og kørestol. Sideklappen kan indstilles i højden fra 310 - 930 mm. Selve bordet er indrettet med en hylde øverst, en skuffe med rumdelere, et skab med hylde og en fodtøjs/taskehylde. Alle vandrette flader er af plastlaminat for lettere rengøring.

Invacare Sonnet Basic




Invacare **Sonnet Basic** er et stabilt læse- og arbejdsbord der kan hæves og sænkes. Bordpladen kan vinkles i 6 positioner mellem 0 og 90°. Det U-formede understel gør det enkelt at placere bordet henover seng og kørestol. **Sonnet Basic** er udstyret, med en praktisk sideplade.

Invacare Pausa®



Pausa er et enkelt højderegulerbart læse-, spise- og arbejdsbord med vinkelstilbar plade. Højde- og vinkelindstilles trinløst. **Pausa** kan fint anvendes sammen med seng og kørestol.



Tekniske data



Sonnet Dual Totalhøjde: 760 mm
Frihøjde øverste hylde: 100 mm



Sonnet Combi Totalhøjde: 870 mm
Frihøjde øverste hylde: 100 mm



Sonnet Basic 640 x 1000 mm



Pausa L865 720 - 1160 mm

Bordpladen: 400 x 400 mm

Bordpladen: 400 x 400 mm

650 x 400 mm

400 x 600 mm

Højdeindstilling: 750 - 1050 mm
Sideplade: 630 x 320 mm

Højdeindstilling: 710 - 930 mm
Sideplade: 650 x 380 mm

Højdeindstilling: 700 - 1000 mm
Sideplade: 650 x 400 mm / 180 x 300 mm

720 - 1160 mm


Vægt: 37 kg

Vægt: 27 kg

Vægt: 11 kg

Vægt: 7 kg

Stelfarve og træsort



Elfenben
Sonnet



Bøg
Sonnet



Lys Grå
Pausa



Grå / Sort
Pausa

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark
Tlf.: 3690 0000 - Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

© 2012 Invacare International Sàrl
All rights reserved.

Al information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel.

Sengeborde- DK - 04/2012



Yes, you can.®

