



Tag også hånd om plejepersonalet

Der er ofte størst fokus på brugeren af et hjælpemiddel. Med Aquatec **Ocean E-Vip** er der også stor fokus på hjælperen, hvor det er muligt at opnå den helt rigtige arbejdsstilling og en god kontakt med brugeren.

Ocean E-Vip bade- og toiletstol med elektrisk hejs og tilt aflaster hjælperen og giver samtidig mange positioneringsmuligheder for brugeren. **Ocean E-Vip** er i fuldstændig rustfri udførelse, der sikrer en lang levetid og et minimum af vedligeholdelse mange år frem.



Bredt spektrum af tilpasningsmuligheder

Aquatec **Ocean E-Vip** kan løfte brugeren op til 1 m i højden og vinkles op til 35° bagover, hvilket giver ultimativ komfort og trykafledning. Den stabile base giver tryghed både for bruger og hjælper. Hejs- og tilt-funktionen betjenes enkelt med den medfølgende håndbetjening. Har du specielle ønsker eller tilpasninger til din **Ocean E-Vip** klarer vores specialuddannede teknikere dette.

Vandtæt og 100% rustfri konstruktion

Samtlige elektriske funktioner er vandtætte, hvilket øger sikkerhed og holdbarhed. Selve stellet er konstrueret af rustfrit stål, og det er ikke muligt for vand at trænge ind i stellet. Dette betyder, at **Ocean E-Vip** kan rengøres ved temperatur op til 85° C. Elektronik er konstrueret i IP klasse 66W, hvilket betyder, at det er 100% vandtæt.

Egenskaber og tilbehør



Brystbælte

Ocean E-Vip leveres standard med brystbælte af høj kvalitet, hvilket giver ekstra sikkerhed.



Retningslåsbart hjul

Hjulene på **Ocean E-Vip** er låsbare. Det bagerste hjul i venstre side har retningsstyr. Dette sikrer, at stolen er enklere for hjælperen at skubbe og forhindrer vrid i ryggen.



Multijusterbar nakkestøtte

Nakkestøtten er multijusterbar og kan enkelt justeres i både højden og dybden.

Se også vores separate tilbehørsbrochure.

Tekniske data

Aquatec Ocean E-Vip	500 - 1050 mm	450 mm	730 mm	1010 mm 1070 - 1620 mm (uden hovedstøtte)

Aquatec Ocean E-Vip	-5° - 35°	39 kg 150 kg	

Farve



Grå

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark
Tlf.: 3690 0000 - Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

© 2016 Invacare International
Sàrl
All rights reserved.

Al information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel.

Ocean E-Vip - DK - 02/2016



Yes, you can.®