

matrx[®]
SEATING SERIES

Flo-tech[™] Contour Visco



Tilpasser sig brugerens
kropskonturer



Yes, you can.

Invacare **Matrx Flo-tech Contour Visco** er en konturformet pude fremstillet i viskoelastisk, temperaturfølsomt skum, der former sig efter kroppens konturer, efterhånden som skummet varmes op af kropstemperaturen. Dette giver en god siddestilling og øget komfort, samtidig med optimal trykaflastning, idet trykket fordeles over en større overflade. **Flo-tech Contour Visco** leveres med standard inkontinensbetræk.

Formbar skumpude

Det temperaturfølsomme skum former sig efter kroppens konturer og tillader brugeren at synke ned i materialet, hvorved trykket fordeles over en større overflade. Dette giver enestående komfort og reducerer tryk.

Konturformet skumpude

Øget støtte omkring sider og bækken styrker brugerens positionering. **Matrx Flo-tech Contour Visco** er desuden konstrueret med en let abduktionskile.

Egenskaber og tilbehør



Inkontinensbetræk

Strækbart i alle retninger, vandafvisende og åndbart. Betrækket har skridsikker bund, og er markeret med „Back“. Betrækket er desuden konstrueret med et håndtag for transport.



Leveres i 12 forskellige størrelser

Matrx Flo-tech Contour Visco kan leveres i 12 forskellige størrelser fra 35 x 40 cm til 50 x 45 cm.*



3 forskellige skumhårdheder

Leveres i 3 forskellige skumhårdheder og imødekommer således de fleste vægtgrupper - Medium (op til 76 kg), Fast (op til 102 kg) og Ekstra fast (op til 125 kg).



Ultra-fresh™

Matrx anvender skum, der er behandlet med **Ultra-Fresh**. **Ultra-Fresh** er en antimikrobiel behandling af skummet, der beskytter mod støvmider, bakterier og dertil hørende lugtgener.

- Mindre lugtgener
- Større holdbarhed
- Større genbrugsværdi
- Kan anvendes af støvmideallergikere

Tekniske data

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på www.invacare.dk.

Antal størrelser	Højde	Vægt	Max. brugervægt	Rengøring
12	10 cm	1.6 kg	125 kg	80°

Matrx Flo-tech Contour Visco

Fremstillet i henhold til følgende Europæiske standarder:
Skum: BS EN 597-1, BS EN 597-2, BS 5852: 1982 Crib 5
Betræk: BS 7175: 1989 Crib 5


* Ved behov for 50 x 50 cm formstøbt pude anbefaler Invacare en Matrx Flo-tech Contour 50 x 50 x 10 cm. Max brugervægt 191 kg.

Betræk:

- Vandafvisende
- Åndbart
- Strækbart

Farve

Sort



Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark



Yes, you can.



© 2017 Invacare International Sàrl. All rights reserved. All information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel. Matrx Flo-tech Contour Visco - DK - 04/2022