





# Invacare Matrix skumpuder

Billede	Navn	Type	Brugervægt	Størrelser B x D cm	Højde cm	HMI-nr.	Risikogruppe*
	<b>Matrix Libra</b>	Standard	136 kg	35 x 40 38 x 45 40 x 40 40 x 45 40 x 50 45 x 40 45 x 45 45 x 50 50 x 45 50 x 50	10	88044 88045 88046 88047 88048 88049 88050 88051 88052 88053	Høj
	<b>Matrix Libra</b>	Heavy Duty	227 kg	53 x 45 53 x 50 53 x 55 55 x 45 55 x 50 55 x 55	10	101553 101554 101555 112479 88054 88055	Høj
	<b>Matrix Flo-tech Contour Visco</b>	Medium	76 kg	35 x 40 38 x 40 38 x 45 40 x 40 40 x 45 40 x 50 43 x 40 43 x 45 43 x 50 45 x 40 45 x 45 45 x 50	10	41299 114384 117630 41300 41301 41302 41303 41304 41305 41306 41307 41308	Middel
	<b>Matrix Flo-tech Contour Visco</b>	Fast	102 kg	35 x 40 38 x 40 40 x 40 40 x 45 40 x 50 43 x 40 43 x 45 43 x 50 45 x 40 45 x 46 45 x 50 50 x 45	10	41319 114388 41320 41321 41322 41323 41324 41325 41326 41327 41328 41329	Middel

Billede	Navn	Type	Brugervægt	Størrelser B x D cm	Højde cm	HMI-nr.	Risikogruppe*
	<b>Matrx Flo-tech Contour Visco</b>	Ekstra fast	125 kg	40 x 40 40 x 45 40 x 50 43 x 40 43 x 45 43 x 50 45 x 40 45 x 45 45 x 50 50 x 45	10	41309 41310 41311 41312 41313 41314 41315 41316 41317 41318	Middel
	<b>Matrx Flo-tech Contour</b>	Heavy Duty	191 kg	51 x 51 51 x 55 55 x 51 55 x 55 60 x 51 60 x 55	10	71369 85149 85150 85151 85152 85153	Middel
	<b>Matrx Flo-tech Lite Visco</b>	Medium	51 kg	40 x 40 40 x 45 40 x 50 43 x 40 43 x 45	6	70018 70019 70021 70020 70022	Lav
	<b>Matrx Flo-tech Lite Visco</b>	Fast	100 kg	40 x 40 40 x 45 40 x 50 43 x 45 43 x 50 45 x 40 45 x 45 45 x 50	6	73481 73482 73480 70023 70024 70028 70025 70026	Lav
	<b>Matrx Flo-tech Lite</b>		127 kg	45 x 45 45 x 50 48 x 45 48 x 50	6	70029 70030 70031 70032	Lav

\*Puderne er inddelt efter i hvilken risikogruppe for at udvikle tryksår, brugeren vurderes til at være.

Høj risiko for brugere med tryksår i kategori 3-4

Middel risiko for brugere med tryksår i kategori 2-3

Lav risiko for brugere med tryksår i kategori 0-1