

# Comet<sup>®</sup> Ultra



Velproportioneret, komfortabel  
og sikker for store brugere.



Yes, you can.

Invacare **Comet Ultra** er velproportioneret, komfortabel og sikker scooter for de store brugere.

**Comet Ultra** benytter komponenter i kraftige dimensioner og bedste kvalitet.

**Comet Ultra** er stabil og føles er sikker at side på og manøvrere rundt, også for dig, som er lidt større end gennemsnits brugeren. Med **Comet Ultra** kan du med ro i sindet tage en tur i supermarkedet, i parken eller i skoven.

## Egenskaber og tilbehør



### Stabilitet og sikkerhed

Forstærket sædestolpe og affjedring giver ekstra stabilitet og sikkerhed, når du sidder, kører eller stiger af og på.

### Forstærkede armlæn

Armlænene kan nemt justeres, så de passer til dig og giver dig støtte, når du stiger af og på scooteren.

## Kraftfuld, pålidelig og indstillelig

**Comet Ultra** er resultatet af en gennemtænkt designproces og en robust konstruktion, så sikkerhed og stabilitet er aldrig et problem - selv for brugere, der vejer op til 220 kg.

De enkelte dele er af højeste kvalitet, og sikkerhedsfunktionerne er i top. Det gør **Comet Ultra** til en pålidelig følgesvend - uanset hvor du skal hen.

Sædet er ikke bare større, men sædestolpe og armlæn er forstærket og affjedringen er kraftige end på en traditionel scooter.

### Ultimativ komfort og støtte

Det specialformede sæde er udviklet i samarbejde med terapeuter for at sikre en god siddestilling og optimal komfort. Den justerbare lændestøtte med lændepumpe giver ekstra støtte, når der er behov for det.

Den forstærkede sædeenhed og de justerbare armlæn giver fremragende støtte og er en ekstra hjælp, når du stiger af og på scooteren.


## Tekniske data

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på [www.invacare.dk](http://www.invacare.dk).

Rygbredde	Sædedybde	Sædehøjde fra gulv	Ryghøjde	Chassisbredde	Totallængde	Vægt	Max. brugervægt
660 mm	535 mm	Min. 440 mm Max. 510 mm	515 mm	665 - 685 mm	1450 mm	148 kg	220 kg
Batterikapacitet	Vendediameter	Max. højde på forhindringer	Frihøjde	Maks. hældning	Kørestrækning	Hastighed	Motorer
2 x 12 V/75 Ah	2750 mm	100 mm	100 mm	10°	58 km	10 km/t	650 W / 1800 W <sup>1</sup>


1. Max effekt.

## Farver



1. Denne farve kan bestilles efter aftale.

## Polstring



Scan her for få adgang til websiden [invacarecarescooter.com](http://invacarecarescooter.com).

Tlf.: 3690 0000  
Fax: 3690 0001  
[denmark@invacare.com](mailto:denmark@invacare.com)  
[www.invacare.dk](http://www.invacare.dk)

Invacare A/S  
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby  
Danmark



Yes, you can.®



© 2023 Invacare International Sàrl. All rights reserved. All information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel. Comet Ultra - DK - 08/2023