

# **Essential** Wave

*Høj kvalitets skummadras*



En effektiv løsning, der sikrer høj komfort og redistribution af tryk



Invacare **Essential Wave** madrassen er en trykredistribuerende madras beregnet til hjemmeplejen og institutioner. Madrassens profilerede overflade sikrer en kosteffektiv redistribuering af trykket og optimal komfort til borgere med lav - høj risiko for at udvikle tryksår.

- ▶ Skum opskåret i profiler, tilbyder god redistribution af trykket under borgeren
- ▶ Flervejs strækbart betræk understøtter skummets trykredistribuerende virkning
- ▶ Lynlås på 3 sider letter adgang til skummet



### Betræk

- ▶ Betrækket er udført i flervejsstrækbart, væsketæt polyuretan materiale. Dette gør betrækket meget strækbart og holdbart og det reducerer shear og friktionskræfter. Betrækkets hvide inderside gør det muligt at konstatere om betrækket har huller og dermed ikke er væsketæt, hvilket indikerer at skummet er kontamineret.

### Lynlås på 3 sider

- ▶ Letter af og på-montering i forbindelse med rengøring

### Kastelleret udskæring

- ▶ Den kastelleret udskæring gør skummets overflade smidig og komfortabel og den sikrer god trykredistribuition

### Design

- ▶ **Essential Wave** er forsynet med et innovativt betræk der tilfører madrassen et moderne udtryk. Alle relevante informationer er placeret let tilgængeligt på siden af madrassen og den ene langside er forsynet med 2 solide håndtag

## Tekniske data ▼

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på [www.invacare.dk](http://www.invacare.dk).



Mål ▼



Max brugervægt ▼



Rengøring ▼

	Mål ▼	Max brugervægt ▼	Rengøring ▼
<b>Essential Wave</b>	200 x 83 x 15 cm	150 kg	95°
<b>Essential Wave</b>	200 x 88 x 15 cm	150 kg	95°

Madrassen er produceret i overensstemmelse med:

- European Standard: BS EN 597-1 Cig
- European Standard: BS EN 597-2
- BS7177:1996 Crib 5.

Tlf.: 3690 0000  
Fax: 3690 0001  
[denmark@invacare.com](mailto:denmark@invacare.com)  
[www.invacare.dk](http://www.invacare.dk)

Invacare A/S  
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby  
Danmark

1. *Essentiel pleje i henhold til EPUAP/NPUAP's anbefalinger, er afgørende for forebyggelsen af tryksår. Denne madras bidrager positivt til plejeplanens tryksårsforebyggende tiltag. Uddannelse, klinisk vurdering og procedure orienteret planlægning, baseret på den enkelte borgers behov, er væsentlige faktorer i tryksårsforebyggelsen. Flere risikovurderingsskalaer kan anvendes, som en formel metode til at vurdere risikoen for udvikling af tryksår - denne bør altid anvendes i spil med en grundig klinisk vurdering.*



Yes, you can.®