



DOLOMITE

Tilbehør



Dolomite rollatorer kører længere



På de følgende sider kan du se nærmere på de mange muligheder for spændende tilbehør til Invacares® rollatorer. Invacare tager hele tiden nye skridt mod en verden af bedre rollatorer og mere aktive brugere.

Med Dolomite tilbehør har du mulighed for at tilpasse din rollator til dine ønsker og behov. Vær opmærksom på, at ikke alt tilbehør passer til alle vores modeller.



Egenskaber og tilbehør



Kurv

Praktisk kurv med håndtag til transport af mindre ejendele. Der er forskellige kurve til forskellige størrelser rollatorer.



Bakke

Produceret i hård plast. Med fire stabiliserende gummistøtter under bakken sikres stabiliteten.



Rygstrop

Rygstroppen giver en tryk og behagelig lændestøtte.



Polstring til rygstrop

Rygstroppen kan forsynes med en blød og komfortabel polstring.



Sædepolstring

En blød og aftagelig skumpude, betrukket med Dartex giver et behageligt hvil på sædet.



Slæbebremse,

her vist på **Melody**. Ideel ved genoptræning eller i situationer, hvor det kan være en udfordring for brugeren at bremse. Montering kan ske i både højre og venstre side.



Slæbebremse,

her vist på **Futura**. En sikkerhed hvis brugeren skubber asymmetrisk, eller rollatoren kører for hurtigt.



Trædepedal

Gør det lettere for brugeren at komme op over kantsten og andre lignende små forhindringer.

Egenskaber og tilbehør



Hjulafskærmning

Beskytter tøjet mod snavs og stænk fra hjulet, hvis man kører udendørs.



Bremseforstærker

Giver ekstra bremsestyrke til svage hænder.



Dropstativ

Dropstativet er fastmonteret, så det følger med dig. Passer til **Soprano** og **Melody**.



Iltflaskeholder

Fastholder iltflasken sikkert på rollatoren i vertikal position.



Iltflaskeholder

Centralt monteret på rollatorens stel. Passer til **Soprano** og **Melody**.



Regnslag

Beskytter rollatoren mod regn, sne og fugt.



Tværgreb

Tværgreb kan monteres på flere af rollatorerne. Tværgrebet giver et justeringsinterval på 17 cm målt fra laveste skubbehøjde.



Løsthængende taske

Monteres under sædet. Giver ekstra plads, når kurven er fyldt. Beskytter dine ejendele mod regn og nysgerrige blikke.



Bløde greb

De bløde mosgummigreb er et rart alternativ til de anatomiske greb.



Stokkeholder

Gør det nemt at have stokken med, uden at den kommer i vejen. Her vist i to udgaver til forskellige rollatorer.



Adapt-håndtag

Højdeindstillelige skubbehåndtag med mulighed for vinkling af selve grebet.

Tilbehør til Dolomite rollatorer

Varenummer	Produkt navn	MELODY -L	MELODY -M	MELODY -S	SOPRANO	Futura 680	Futura 600/520	Futura 450	Symphony 600/520	Symphony 450	Alpha Basic	Alpha Avanceret	Maxi+ 650	Maxi+ 550	Jazz 600/520
12613	Adapt håndgreb/par					x	x	x	x	x					
*	Adapt håndgreb/par	x	x		x										
12612	Adapt håndgreb/højre, venstre										x	x			
12522	Antistatisk greb/par					x	x	x							
70311	Bakke	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	
1452301	Bakke														x
12651	Bremseforstærker					x	x	x	x	x	x		x	x	
AP1582476	Dropstativ inkl. holder					x	x	x	x	x					
12547	Dropstativ inkl. holder	x	x		x										
12505-R/L	Enhåndsbremse DABS												x	x	
12507-R/L	Enhåndsbremse DABS II					x	x	x	x	x					
*	Enhåndsbremse Interaktive bremse System	x	x		x										
12514-R/L	Enhåndsbremse										x				
12515	Enhåndsbremse												x		
13018	Gåbord										x	x			
12611-L	HP-håndtag HP=V Enhåndsbremse=H					x	x	x	x	x					
12611-R	HP-håndtag HP=H Enhåndsbremse=V					x	x	x	x	x					
*	HP-håndtag HP=V Enhåndsbremse=H	x	x	x	x										
*	HP-håndtag HP=H Enhåndsbremse=V	x	x	x	x										
12682-25	Iltflaskeholder					x	x		x		x	x	x	x	
12683	Iltflaskeholder	x	x		x										
12582-15	Kurv					x									
12530-15	Kurv						x		x		x	x	x	x	
12540	Kurv	x	x												
12538-15	Kurv							x		x					
12541D	Kurv					x									
12542	Kurv				x										
1452336	Kurv														x
12593	Mosgummi greb/par 150 mm					x	x	x	x	x	x		x	x	
12677	Mosgummi greb/par 220 mm					x	x	x	x	x					
60140	Pinolskrue i stedet for fingerskrue					x	x	x	x	x					
13655	Pinolskrue i stedet for fingerskrue/par	x	x	x	x										
1514556	Regnslag	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x
12600	Rygstrop					x	x	x	x	x					
12510	Rygstrop (10 cm længere)												x	x	
12628	Rygstrop	x	x		x										
12629	Rygstrop				x										
1522062	Rygstrop														x
SP1551654	Rygstrop polstring	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x
12544	Skærm/par	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	
13041-21	Slæbebremse/par					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12543-R/L	Slæbebremse højre/venstre	x	x	x	x										
12535-21	Slæbebremse/par														
12606	Stokkeholder	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
SP1512912	Stokkeholder														x
SP1580372	Sædepolstring					x	x	x	x	x	x	x			
1531573	Tværgreb					x	x	x		x	x		x	x	
12523	Taske, sort (under sædet)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12560-21	Trædepedal (højre side)					x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12562-21	Trædepedal (højre side)					x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12563	Trædepedal	x	x	x	x										
1586530	Underarmsstøtte					x	x								
1586624	Underarmsstøtte					x	x								
*Special	Underarmsstøtte								x	x	x	x	x	x	

*Kan ikke bestilles som separat tilbehør, men bestilles færdigmonteret på rollatoren

Tlf.: 3690 0000
 Fax: 3690 0001
 denmark@invacare.com
 www.invacare.dk

Invacare A/S
 Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
 Denmark

