

Matrx rygge

E2 rygge



Yes, you can.®

		E2 højde 41 cm Rygbredde (cm)					E2 Dyb højde 41 cm Rygbredde (cm)					E2 Dyb højde 51 cm Rygbredde (cm)							
Invacare kørestolsmodel	Sædebredde (cm)	41	43	46	48	51	36	38	41	43	46	48	51	38	41	43	46	48	51
Invacare XLT	35,5						1632639												
	38						1632639	1632647						1632649					
	40,5	1632534					1632639	1632647	1632655					1632649	1632657				
	43	1632534	1632542					1632647	1632655	1632663				1632649	1632657	1632665			
	45,5	1632534	1632542	1632550					1632655	1632663	1632671				1632657	1632665	1632673		
48		1632542	1632550	1632558					1632663	1632671	1632679				1632665	1632673	1632770		
Invacare XLT-Swing	33																		
	35,5						1632639												
	38						1632639	1632647						11632649					
	40,5	1632534					1632639	1632647	1632655					11632649	1632657				
	43	1632534	1632542					1632647	1632655	1632663				11632649	1632657	1632665			
	45,5	1632534	1632542	1632550					1632655	1632663	1632671				1632657	1632665	1632673		
48		1632542	1632550	1632558					1632663	1632671	1632679				1632665	1632673	1632770		
50,5			1632550	1632558	1632566					1632671	1632679	1632776				1632673	1632770	1632778	
Rea Focus 150	53				1632558	1632566						1632679	1632776					1632770	1632778
	55,5												1632776						1632778
Rea Focus	38						1632639	1632647						11632649					
	40,5	1632534					1632639	1632647	1632655					11632649	1632657				
	43	1632534	1632542					1632647	1632655	1632663				11632649	1632657	1632665			
	45,5	1632534	1632542	1632550					1632655	1632663	1632671				1632657	1632665	1632673		
	48		1632542	1632550	1632558					1632663	1632671	1632679				1632665	1632673	1632770	
50,5			1632550	1632558	1632566					1632671	1632679	1632776				1632673	1632770	1632778	
Rea Spirea3 /Spirea4NG	38						1632639	1632647						11632649					
	40,5	1632534					1632639	1632647	1632655					11632649	1632657				
	43	1632534	1632542					1632647	1632655	1632663				11632649	1632657	1632665			
	45,5	1632534	1632542	1632550					1632655	1632663	1632671				1632657	1632665	1632673		
	48		1632542	1632550	1632558					1632663	1632671	1632679				1632665	1632673	1632770	
50,5			1632550	1632558	1632566					1632671	1632679	1632776				1632673	1632770	1632778	
Rea Azalea /Rea Dahlia	34																		
	39						1632639	1632647						11632649					
	44	1632534	1632542					1632647	1632655	1632663				11632649	1632657	1632665			
	49		1632542	1632550	1632558					1632663	1632671	1632679				1632665	1632673	1632770	

NB. Alle kørestole er blevet testet med standard rygrør - Hvis stolen er valgt med bagomliggende skubbehåndtag, anbefales det at anvende 2 delt monteringsbeslag, hvor det øverste beslag monteres i mellemrummet af det C-formet beslag til skubbehåndtaget. Denne montering kan dog give begrænsninger mht højdejustering af Matrx ryggen.

Generelt er søhæstebeslagene mere fleksible og lettere at montere korrekt - og Matrx ryggen lettere at justere.

Matrx rygge

Posture & Elite TR rygge



Yes, you can.®

		Posture B Dyb højde 41 cm (PBD) Rygbredde (cm)					Elite TR højde 41 cm Rygbredde (cm)				Elite TR højde 51 cm Rygbredde (cm)			
Invacare kørestolsmodel	Sædebredde (cm)	36	41	43	46	51	41	43	46	48	41	43	46	48
Invacare XLT	35,5	1545002												
	38	1545002	1545058											
	40,5	1545002	1545058	1545061										
	43		1545058	1545061	1545064									
	45,5		1545058	1545061	1545064									
	48			1545061	1545064	1545067								
Invacare XLT-Swing	33	1545002												
	35,5	1545002												
	38	1545002	1545058											
	40,5	1545002	1545058	1545061										
	43		1545058	1545061	1545064									
	45,5		1545058	1545061	1545064									
	48			1545061	1545064	1545067								
Rea Focus 150	53					1545067								
	55,5					1545067								
Rea Focus	38	1545002	1545058											
	40,5	1545002	1545058	1545061										
	43		1545058	1545061	1545064									
	45,5		1545058	1545061	1545064									
	48			1545061	1545064	1545067								
	50,5				1545064	1545067								
Rea Spirea3 /Spirea4NG	38	1545002	1545058											
	40,5	1545002	1545058	1545061										
	43		1545058	1545061	1545064									
	45,5		1545058	1545061	1545064									
	48			1545061	1545064	1545067								
	50,5				1545064	1545067								
Rea Azalea /Rea Dahlia	34	1545002												
	39	1545002	1545058											
	44		1545058	1545061	1545064		1580019	1580020			1580029	1580030		
	49			1545061	1545064	1545067		1580020	1580021	1580022		1580030	1580031	1580032

RØDT: Med ekstra lange monteringsstifter

NB. Alle kørestole er blevet testet med standard rygrør - Hvis stolen er valgt med bagomliggende skubbehåndtag, anbefales det at anvende 2 delt monteringsbeslag, hvor det øverste beslag monteres i mellemrummet af det C-formet beslag til skubbehåndtaget. Denne montering kan dog give begrænsninger mht højdejustering af Matrx ryggen.

Generelt er søhæstebeslagene mere fleksible og lettere at montere korrekt - og Matrx ryggen lettere at justere.