


# Dacapo ecogreen

Bæredygtig madras



**Hjælper både planeten og brugerne**

Bæredygtig løsning til god pleje og komfort



**Yes, you can.®**

# Vi går sammen for bæredygtige løsninger til gavn for miljøet

Omkring 30 millioner skummadrasser kasseres hvert år i EU\*. Mange af disse madrasser kasseres på genbrugspladser eller forbrændes, hvilket forårsager en betydelig byrde for vores planets sundhed. Deres negative miljø virkningen kan ikke fortsætte. Det samlede sundhedsvæsen anslås at være ansvarlig for næsten 10 % af kulstofemissionerne\*\*.

Vi er nødt til at gennemtænke de valg, vi træffer i sundhedsvæsenet og samarbejde om en mere bæredygtig profil.

Hos Invacare går vi mod mere bæredygtige produkter og det vil være en del af vores fremtidige praksis.

Vores nye Dacapo Ecogreen er en trykafastende madras, der præsenterer endnu et skridt frem til at opnå bæredygtig sundhedspleje.

\* Kilde: Factsheet flexible polyurethane foam in mattresses and furniture. Europur 2016. \*\* A steering wheel for the transition to sustainable healthcare – quantification of CO<sub>2</sub> emissions and measures for sustainability. Gupta Strategies 2019.



*Vejen til bæredygtighed  
tager form*


# Klinisk dokumenteret og bæredygtig



Oplev fremtiden med en trykafastende  
madras der er bæredygtig

Designet fokuserer på at opnå fremragende kliniske resultater, der kræves af sundhedsprofessionelle. Den optimale trykfordeling, reduktion af shear/friktion, madrasholdbarhed såvel som patientkomfort opnås alt sammen, mens vi passer på vores planet.

Dacapo Ecogreen lever også op til anbefalinger fra EPUAP til høj kvalitetsskum.



#### > Forbedret logistik

Leveres vakuumpakket og sammenrullet til glæde for miljøet.



#### > Mindre affald

- **86%** reduktion i papemballage.
- **6.6** ton mindre plastik pr. år.
- **100%** genanvendeligt plastikemballage.



#### > Mindre udledning af CO<sub>2</sub>

- **3 gange** så mange madrasser kan transporteres og derved reduceres udledning af CO<sub>2</sub>

1



## Klinisk effektiv

Tilbyder effektiv trykaflastning der effektivt modvirker trykskader.

2



## Bæredygtige materialer

Et innovativt produkt med anvendelse af bæredygtige materialer.



> **Multistrækbart betræk**  
Reducerer shear og friktion



> **Betræk i bambusfibre**  
reducerer anvendelse af syntetiske materialer med

**50%**



> **Plantebaseret høj kvalitetsskum**  
Gavner miljøet



> **Kastelleret skum**  
Giver maksimal trykaflastning og reducerer shear og friktion

3



## Beskytter miljøet

Anvendelse af nye materialer beskytter miljøet.



### > Åndbart og vandtæt betræk

Giver optimale betingelser for et godt mikroklima og beskytter skumkernen



### > Lynlås i genanvendeligt materiale

Reducerer anvendelse af plastik



### > Komfortabelt

Giver maksimal komfort for brugeren

## Brugervægt og håndtering




> **Håndtag** til let transport og håndtering



> **Brugervægt** op til 150 kg.

# Trykredistribution

Dacapo Ecogreen giver mulighed for optimal redistribuering og indhylling af brugeren. Dette giver et lavere vævstryk og resulterer i en mindre risiko for udvikling trykskader.



## Kvalitetstestet

Vi sikrer, at alle vores kliniske madrasser er sikre at anvende og har en lang levetid. Vi tester efter de hårdeste krav til brandsikkerhed, biokompatibilitet, ældning og holdbarhed.

### Tekniske data ▼

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på [www.invacare.dk](http://www.invacare.dk).



Bredde ▼

83 og 88 cm



Højde ▼

15 cm



Længde ▼

200 cm



Vægt ▼

14 kg



Brugervægt ▼

150 kg



Rengøring ▼

90 °C



**Tlf.: 3690 0000**  
Fax: 3690 0001  
[denmark@invacare.com](mailto:denmark@invacare.com)  
[www.invacare.dk](http://www.invacare.dk)

Invacare A/S  
Sdr. Ringvej 37  
2605 Brøndby  
Danmark



**Yes, you can.®**