


Flo-tech[®] Contour



Høj komfort og bedre mulighed
for positionering



Yes, you can.

Overfladen på *Invacare Flo-tech Contour* er formet i kvadrater. Det unikke design støtter siddestillingen og pudens overflade med kvadrater øger arealet ved effektivt at fordele trykket væk fra særligt udsatte områder. Kombinationen af bedre positionering og trykaflastning bidrager betydeligt til tryksårforebyggelse. Denne høje pude er velegnet til bl.a. tunge brugere.

Formstøbt skumpude

Det formstøbte design giver **Flo-tech** puderne en tredimensionel facon, som ikke kan efterlignes i opskåret skum.

Formstøbt skum er yderst holdbart og øger produktets levetid.

Anatomisk formet siddeflade

Giver bedre stabilitet og postural støtte. Den specielle støbning af siddefladerne reducerer shear- og friktionskræfter på brugerens hud.

Egenskaber og tilbehør



Inkontinensbetræk

Betrækket er to-vejs stræk-bart, vandafvisende og åndbart. Betrækket har skridsikker bund og mærket med „Back“ samt bærehåndtag.

Leveres i 6 størrelser

Flo-tech Contour kan leveres i 6 størrelser fra 50 x 50 cm til 60 x 55 cm.

Ultra-fresh™

Flo-tech anvender skum, der er behandlet med **Ultra-Fresh**. **Ultra-Fresh** er en antimikrobiel behandling af skummet, der beskytter mod støvmider, bakterier og dertil hørende lugtgener.

- Mindre lugtgener
- Større holdbarhed
- Større genbrugsværdi
- Kan anvendes af støvmide- allergikere

Tekniske data


	Antal størrelser	Højde	Vægt	Max brugervægt	Rengøring
Flo-tech Contour	6 størrelser	10 cm	1.38 kg	191 kg	80°

Produceret efter Europæiske standarder:

Skum: BS EN 597-1, BS EN 597-2, BS 5852: 1982
Crib 5 Betræk: BS 7177: 1989 Crib 5

Betræk

Sort



Betræk:

- Vandafvisende
- Åndbart
- Strækbart

Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37
2605 Brøndby
Denmark



Yes, you can.®