



AVIVA RX10

POWER SERIES



Tilgængelighed uden begrænsninger
Kompakt elektrisk kørestol med baghjulstræk



AVIVA RX10

Kontrol, sikkerhed og uafhængighed – hver dag.

Oplev AVIVA RX10 – en kompakt, baghjulstrukket elektrisk kørestol, der giver dig enkel og præcis kontrol i ethvert miljø.

Kompakt, intuitiv og sikker at køre – for en komfortabel og tryk køreoplevelse.



| AVIVA RX10

Design. Teknologi. Ydeevne.

RX10 er et spændende nyt medlem af **AVIVA RX**-serien. Det kompakte chassis giver en stabil og kontrolleret køreoplevelse, der skaber tryghed og komfort i hverdagen.



539 mm*
Chassisbredde



Kompakt design

Med det korteste og smalleste chassis i serien navigerer **AVIVA RX10** nemt i selv de trangeste indendørsmiljøer. Uanset om du bevæger dig mellem rum, kommer rundt om hjørner eller drejer 360°, gør det kompakte design den nem at manøvrere – selv hvor pladsen er mest begrænset.



Komfort og kontrol

Med 14" drivhjul, to størrelser svinghjul – 8" eller 9" – og 75A elektronik får du en komfortabel og tryk køreoplevelse. Uanset om du kører indendørs eller udendørs, tilbyder **RX10** en manøvreedygtig el-kørestol uden kompromis.



Stilfuldt design

AVIVA RX10 er designet med enkelhed i tankerne. Det slanke design giver diskret og problemfri adgang i hverdagen.





| AVIVA RX10

Enkel og nem tilpasning

AVIVA RX10 - gør det nemt og bekvemt at justere din siddestilling for optimal komfort.



Sædekip

0-20°

Elektrisk sædekip kan tilvælges.

Rygtilt

0-30°

Elektrisk rygtilt kan tilvælges.



Valg af sædebredder

430 eller 480 mm, hvor hver størrelse kan udvides med 25 mm pr. side ved at justere armlæn og benstøtter.



Justerbart ryglæn

Individuelt justerbar for optimal komfort og postural støtte.



60 mm sædepude i skum
for øget siddekomfort.



Svingbare 80° benstøtter for lettere forrykning

Justerbar længde: 245-370 mm



Højde- og dybdejusterbare armlæn

Højdejustering: 240-315 mm.
Dybdejustering: op til 90 mm



Justerbar sædedybde
410 - 510 mm.



| AVIVA RX10

LiNX®-styresystem.

AVIVA RX10 er designet med fokus på brugervenlighed og præcis styring med LiNX teknologi, som giver tryk og komfortabel kørsel i hverdagen.



LED-batteriindikator

Giver tryk ved tydelig information om batteriniveau.



Hastighedskontrol

Nem hastighedsjustering for sikker og tryk manøvrering.



Parallelføringsbeslag

Gør det nemt at placere kontrollaksen og komme ind til og under bordet.

RX10 fås, afhængigt af konfigurationen, med LiNX REM060, REM150, REM210 eller REM215.



AVIVA RX10

Tekniske data.

For mere information om dette produkt, inklusive brugermanual mv., besøg vores hjemmeside www.invacare.dk.

Farve



Sort

804 - 809 mm*

Venderadius
*afhængig af konfiguration



Sædebredde

430 - 480 mm
+25 mm justering pr. side af armlæn og benstøtter



Sædedybde

410 - 510 mm
Justerbar i trin af 25 mm



Sædehøjde fra gulv

451 - 471 mm



Ryghøjde

510 mm



Armlæns højde

240 - 315 mm



Benstøttelængde

245 - 370 mm



Sædevinkel

0° - 20°
(manuel)
0° - 20°
(elektrisk)



Rygvinkel

90° - 120°



Totalhøjde

1350 mm



Totallængde inkl. benstøtte

1035 mm



Totallængde uden benstøtte

824 mm



Chassisbredde

539 mm



Max brugervægt

136 kg



Batterikapacitet

51Ah (Gel)



Max højde på forhindringer

50 mm



Max hældning

6° (10.5%)



Hastighed

6 eller 10 km/t



Kørestrækning

29.2 km (6 km/t)
25.6 km (10 km/t)



Vægt

113.6 kg



Drivhjul

14"



Svinghjul

8 eller 9"

AVIVA RX

AVIVA FX

TDX SP2

Esprit Action

Kompas

Storm 4

P O W E R S E R I E S

Tlf.: 3690 0000

denmark@invacare.com

www.invacare.dk

© 2026 Invacare International GmbH. All rights reserved. All information quoted is believed to be correct at time of print. Invacare reserves the right to alter product specifications without prior consultation. AVIVA RX10_DK-29092026

