

küschall®
designed for life

VALGMULIGHEDER OG TILBEHØR



VALGMULIGHEDER OG TILBEHØR

Schweizisk præcision og kvalitet.

Velkommen til Kuschalls verden - en verden, hvor din livsstil og ønsker respekteres. Hver kørestol, vi leverer, er unik og bygget til den enkelte bruger: altid med det formål at overstige dine forventninger.

Vi bestræber os på at sikre, at vores produkter fungerer perfekt. Vi ønsker at skabe løsninger for at gøre hverdagen nem og mere bekvem. Hver kørestol er håndbygget og samlet af en specialuddannet konstruktør på vores fabrik i Schweiz og derefter udsat for den strengeste kvalitetskontrol.

Med Kuschall Valgmuligheder & Tilbehør brochure har du alle muligheder lige ved hånden og kan sammenligne de tilgængelige dele på vores kørestole. Takket være de detaljerede data, er det let at sammenligne vægt og muligheder for at foretage et sikkert valg.

Alle vægtangivelser er baseret på sædebredde 400mm og sædedybde 400mm med en tolerance på +/- 15%. Vægten på optionerne beregnes oftest i par (fx til hjulene, skubbehåndtag, bremses) og inklusiv beslag.

Vær opmærksom på, at der kan være optioner, som kun kan tilbydes på særlige kørestolsmodeller. Vi vil dog bestræbe os på at opfylde så mange af dine ønsker som overhovedet muligt. Vær ligeledes opmærksom på, at der er tale om optionsnumre og ikke artikelnumre. Der henvises til det elektroniske reservedelskatalog for varenumre. Kontakt gerne din lokale Kuschall specialist eller Invacare kundeservice for at få flere oplysninger.

Følg os på de sociale medier



Kuschall AG | Benkenstrasse 260 | CH-4108 Witterswil | Switzerland
Phone +41 (0) 61 487 70 70 | Fax +41 (0) 61 487 70 79 | www.kuschall.com

INVACARE A/S | Sdr. Ringvej 37 | 2605 Brøndby
Telefon: +45 36 90 00 00 | www.invacare.dk | denmark@invacare.com



Kuschall er et registreret varemærke. Vi har gjort os mange anstrengelser for at sikre, at indholdet af denne brochure er fuldstændig opdateret, når den bliver sendt til trykning. Da der til stadighed vil blive forbedret på produkterne, forbeholder Kuschall A/S sig ret til at tilpasse de enkelte modeller. Ved brug af denne brochure eller dele heraf, såvel som anvendelse af billeder skal der søges om skriftlig tilladelse fra Kuschall AG Patent.

2016 Copyright © 12/2016, Kuschall AG, Switzerland – All rights reserved

INDHOLD


RYGBETRÆK	4	DRIVHJUL	12
SKUBBEHÅNDTAG	5	DÆK	14
SÆDER	6	AKSLER	16
PUDER	7	DRIVRINGE	17
FODSTØTTER	8	BREMSER	18
SIDEBESKYTTERE OG ARMLÆN	9	ØVRIGT	20
FARVER	10	MYKÜSCHALL	22
FORHJUL	11	HJÆLPEMOTORER	23



RYGBETRÆK




1



2




3




4

	Produktbeskrivelse	Vægt	Option Nr.
1	Standard ryglag, justerbart	500 gr (inkl. velcrostropper)	0726
2	Aero ryglag, åndbart og justerbart	630 gr (inkl. velcrostropper)	0735
3	Standard ryglag, ikke justerbart	223 gr	0700
4	Light ryglag, ikke justerbart	235 gr	0721


SKUBBEHÅNDTAG




1




2



3



4



5



	Produktbeskrivelse	Vægt*	Option Nr.
1	Skubbehåndtag faste korte	332 gr (Inkl. rør og fæste)	0751
2	Skubbehåndtag faste lange	760 gr (Inkl. rør og fæste) 240 gr (excl. rør og fæste)	0702
3	Skubbehåndtag højdejusterbare, integrede	760 gr (Inkl. rør og fæste)	0733
4	Skubbehåndtag foldbare	524 gr (Inkl. rør og fæste)	0704
5	Skubbehåndtag højdejusterbare, bagomliggende	740 gr (Inkl. rør og fæste)	0703

* Vægt pr par

SÆDER



1



2




3



4



5



6

	Produktbeskrivelse	Vægt	Option Nr.
1	Light sædepolster, ikke justerbar	143 gr	0615
2	Standard sædepolster, ikke justerbar, 1 velcro i midten	200 gr	0610
3	Velcrojusterbart sædepolster	510 gr	0611
4	Sædetaske, lille eller stor, monteres under sædet med velcro	lille: 50 gr stor: 65 gr	0616 (lille) 0617 (stor)
5	Sædetaske med lynlås, monteres med clips	100 gr	0606
6	Mobiltaske, monteres med velcro	40 gr	1746

PUDER



1



2



3



	Produktbeskrivelse	Vægt	Option Nr.
1	Standard siddepude med visco top, standard eller alcantara betræk	910 gr	0600
2	Vicair puder, positionerende, trykafastende i højrisiko, 6 eller 10 cm højde. Standard eller inkontinensbetræk	1.4 kg	0663
3	Libra skumpude med silikone indlæg, positionerende, trykafastende i højrisiko, 10 cm højde. Inkontinensbetræk. Spørg efter andre anatomisk formede skumpuder.	2.0 kg	0662

FODSTØTTER



1



2



3

	Produktbeskrivelse	Vægt	Option Nr.
1	Opklappelig hel fodplade, vinkeljusterbar	280 gr SB38	1500 / 1501
2	Carbon fodplade, vinkeljusterbar. Opklappelig hel carbon fodplade, vinkeljusterbar.	160 gr SB38	1570 / 1515 1566 / 1567
3	Fodbøjle, sort, aluminium eller titanium	Aluminium: 260 gr Titanium: 210 gr	Aluminium: 1508 Titanium: 1509

SIDEBESKYTTERE OG ARMLÆN



	Produktbeskrivelse	Vægt*	Option Nr.
1	Tøjbeskytter carbon (The KSL)	360 gr	1400
2	Stænkskærm carbon (The KSL)	320 gr	1405
3	Tøjbeskytter, flip op	200 gr	1401
4	Stænkskærm standard, composite, aftagelig	600 gr	1425
5	Stænkskærm carbon, aftagelig (Øger totalbredden på stolen med 2 cm)	800 gr	1408
6	Armlæn højdejusterbart, carbon, aftageligt, kort eller langt, ikke låsbart	1.2 kg	1416 (kort) 1421 (lang)
7	Rørformede armlæn, belagt med blødt skumgummi, højdejusterbart, aftageligt, swing-away	620 gr	1411

* Vægt pr par

FARVER




Farver	THE KSL	KÜSCHALL ADVANCE	KÜSCHALL R33	KÜSCHALL K-SERIES	KÜSCHALL CHAMPION
1. Sølvblå	✓	-	✓	✓	✓
2. Elfenbenhvid	✓	✓	✓	✓	✓
3. Neon pink***	-	-	✓	✓	-
4. Neon rød***	-	-	✓	✓	-
5. Nitro pink	✓	-	-	✓	✓
6. Dynamisk orange	✓	✓	✓	✓	✓
7. Atom violet	✓	-	-	✓	✓
8. Mat sort	✓	✓	✓	✓	✓
9. Antracit grå	✓	-	✓	✓	-
10. Mercur blå	✓	✓	✓	✓	✓
11. Mint grøn	-	-	-	-	✓
12. Neon grøn***	-	-	✓	✓	-
13. Neon gul***	-	-	✓	✓	-
14. Solgul	✓	✓	✓	✓	✓
15. Blank sort	✓	-	✓	✓	✓
16. Royal blå	-	✓	✓	✓	✓
17. Grå	✓	-	✓	✓	✓
18. Sølvblank	-	✓	✓	✓	-
19. Le Corbusier rød	-	-	✓	✓	-
20. Bronze	-	-	✓	✓	-
21. Royal rød	✓	✓	✓	✓	✓
22. Flammende lilla	-	-	✓	✓	-
23. Titanium frame	-	-	-	✓	✓
24. Carbon frame	-	-	-	✓	✓

* Farve fra materialet

** Vælg din ønskefarve gennem MYKÜSCHALL

*** 5 ekstra leveringsdage



CPS	THE KSL	KÜSCHALL ADVANCE	KÜSCHALL R33	KÜSCHALL K-SERIES	KÜSCHALL CHAMPION
1. Blå	✓	-	✓	✓	✓
2. Arktisk blå	✓	✓	✓	✓	✓
3. Grøn	✓	-	✓	✓	-
4. Techno-grå	✓	✓	✓	✓	✓
5. Krom	✓	✓	✓	✓	✓
6. Champagne	✓	✓	✓	✓	✓
7. Kobber	✓	-	-	✓	-
8. Komet rød	✓	✓	✓	✓	✓

FORHJUL




1




2



3



4





5



Option Nr.	Produktbeskrivelse	Størrelse	Bredde	Vægt*	Option Nr.								
					Sort	Krom	Technogrå	Komet rød	Kobber	Champagne	Blå	Arktisk blå	Grøn
1	Starc Hjul i CPS farver	4"	24 mm	364 gr	0809	0861	0803	0808	0830	0825	0807	0831	0826
		5"	24 mm	536 gr	0819	0862	0813	0818	0833	0827	0817	0832	0828
2	Super sport	3"	24 mm	180 gr	0800								
3	1. Comfort og 2. standard hjul	4"	29 mm	384 gr	Standard 0801	Comfort 0860							
		5"	31 mm	368 gr	0810	0863							
4	Light hjul	5"	31 mm	624 gr	0810								
		6"	32 mm	788 gr	0820								
		7"	35 mm	990 gr	0822								
5	FrogLegs hjul	4"	36 mm	452 g	sort 0796	sølv 0797							
		5"	36 mm	578 gr	0798	0799							

* Vægt pr par

DRIVHJUL




1



2





3



4



5



6



	Produktbeskrivelse	Vægt*	Option Nr.
1	Küschall Starec drivhjul med krydsede eger, nav farveløs og fælg sort – nav og fælg kan vælges i CPS-farver	22": 1.4 kg 24": 1.5 kg 26": 1.7 kg	0915
2	High Performance drivhjul, nav sort eller i CPS-farver, sort fælg	24": 1.4 kg 25": 1.5 kg	0908 (24") 0918 (25")
3	Spinergy LXX drivhjul, nav, fælg og eger sorte, CPS-farver ikke muligt	24": 1.2 kg 25": 1.3 kg	0906 (24") 0912 (25") Nyhed
4	Drivhjul med integreret navbremse, 24 sølvfarvede eger, sort nav og fælg, CPS-farver ikke muligt	24": 1.6 kg	0927
5	Mountain bike drivhjul komplet med Mountain bike dæk	24": 4.0 kg	0913
6	Aktive drivhjul med light dæk, 7,5 bar og aluminium drivringe med 6 fikseringspunkter (skruer)	24": 3.1 kg	0921
7	Enarmsdrift højre eller venstre side (med light drivhjul 7 bar dæk og aluminium drivringe)	24": 5.2 kg	1118 (højre) / 1119 (venstre)
8	Kevlar beskyttelse mod punktering (Placeres mellem slange og fælg)	110 gr (1 pc)	1020
9	Reflekser	1: 30 gr 2: 10 gr	1710 (monteret på eger) 1711 (vedlagt)
10	E-motion monteringsbeslag / Twion monteringsbeslag	1.2 kg	0916 (E-Motion) / 0926 (Twion)

* Vægt pr par



	Produktbeskrivelse	Vægt*	Option Nr.
1	Mountain bike dæk, kun sammen med Mountain bike drivhjul	24": 750 gr (uden hjul)	0913
2	Marathon Plus dæk med Smartguard (5 mm punkteringsbeskyttende lag), sort	24": 1.1 kg	1010
3	Grov mønstrede dæk 7 bar, grå	24": 600 gr	1002
4	Punkterfri dæk grå	24": 1.0 kg	1007
5	Punkterfri KIK dæk, sort	24": 900 gr	1006
6	Punkterfri grov mønstrede dæk	24": 1.1 kg	1004
7	Schwalbe punkterfri dæk	24": 500 gr	1011
8	Schwalbe rightrun dæk, sort/blå	24": 600 gr	1013
9	Schwalbe rightrun dæk, sort/grå	24": 600 gr	1014

* Vægt pr par








AKSLER



	Produktbeskrivelse	Vægt	Option Nr.
1	Aluminiumsaksel, sort	320 gr	0277
2	Carbon aksel	220 gr	0278
3	Varioaksel, justerbar cambring 1°,3°,7°,10°	600 gr	0276
4	Drivhjulsophæng forlænget 3 eller 5 positioner	198 gr / 270 gr	0248
5	Quick release aksel, tilbydes i CPS farver	100 gr	N/A
6	Tetra quick release aksel	62 gr	0909

DRIVRINGE




	Produktbeskrivelse	Vægt*	Option Nr.
1	Aluminiumsdrivring, sort pulverlakeret, afstand 3 eller 4 cm	22": 592 gr / 24": 630 gr / 25": 660 gr / 26": 760 gr	1117
2	Aluminiumsdrivring, anodiseret, afstand 3 eller 4 cm	22": 592 gr / 24": 630 gr / 25": 660 gr / 26": 760 gr	1113 (3 cm afstand.) 1114 (4 cm afstand.)
3	Drivring poleret stål	24": 1.4 kg / 26": 1.6 kg	1104
4	Supergrip betrukket med sort gummi afstand 3 eller 4 cm	22": 1.0 kg / 24": 1.1 kg / 26": 1.2 kg	1102
5	Titanium drivring	24": 808 gr	1106 (3 cm afstand.) 1107 (4 cm afstand.)
6	Surge drivring med gummi indlæg, der øger friktionen, afstand 3 cm	24": 1.0 kg / 25": 1.0 kg	1120
7	24" Carbolife Curve, afstand 3 cm	24": 700 gr	1122
8	24" Carbolife Gekko med gummi indlæg, der øger friktionen, afstand 3 cm	24": 920 gr	1121
9	Egerbeskytter gennemsigtig	22": 480 gr / 24": 660 gr / 26": 800 gr	1200 1202
10	Egerbeskytter gennemsigtig med hvidt. Tekst: "küs" "chuck"	22": 480 gr / 24": 660 gr / 26": 800 gr	1208

* Vægt pr par

BREMSE





	Produktbeskrivelse	Vægt*	Option Nr.
1	Aktiv bremse	290 gr	1303
2	Performance bremse	420 gr	1302
3	Standard bremse lige greb	380 gr	1301
4	Standard bremse bøjet greb	360 gr	1300
5	Træk bremse	400 gr	1306
6	Bremseforlænger til standard bremse	10 gr	1310

* Vægt pr par



1



2




3



4



5



6




7



8


	Produktbeskrivelse	Vægt	Option Nr.
1	Aktiv antitip	510 gr stk	1705
2	Antitip	520 gr stk	1702 (højre), 1703 (venstre)
3	Stokkeholder	154 gr	1706 (højre 1707 (venstre), 1719 (begge)
4	Transithjul	1.1 kg pr par	1700
5	Rammebeskytter bagerst	20 gr pr par	1729
6	Airman pumpe	1.9 kg	1716
7	Airman håndpumpe	66 gr	1715
8	Flaskeholder	140 gr (med flaske)	1745



1



2



3




4




5



6



7



8


	Produktbeskrivelse	Vægt	Option Nr.
1	Pakkeholder	400 gr pr par	1744
2	Rammebeskyttelse fortil	80 gr pr par	1739
3	Kropstøtte	512 gr	N/A
4	Rejsetaske til kuschall Champion foldbar	Lille: 2.0 kg Stor: 2.8 kg	1740
5	Taske til drivhjul, onesize	778 gr	1728
6	Transport kit inklusiv hoftebælte	350 gr	1770
7	Højde justeringskit for kuschall K-Series	40 gr pr par	1727
8	Affjedring til kuschall K-Series	770 gr	0630 (40-65kg) 0631 (65-85kg) 0632 (85-100kg)

DU ER EN VIGTIG DEL AF MYKÜSCHALL TEAMET: DU HAR IDEEN, VI GØR DEN TIL VIRKELIGHED!

MYküschall er en særlig eksklusiv service hos Küschall. Med mere end 35 års erfaring indenfor innovation kan vi tilbyde dig din helt personlige kørestol, der passer perfekt til dine behov og din livsstil. Vi kan tilbyde at optimere din kørestol med en bred vifte af muligheder.

Lige fra tekniske detaljer til et mere æstetisk design efter dit ønske.

Kom med dine ideer og ønsker, og vi vil gøre alt for at tilpasse din nye kørestol, så den opfylder dine siddestillingsmæssige krav og designmæssige ønsker, og derved forbedrer din komfort og de unikke køreegenskaber. Lige fra flotte farver til særlig polstring af sæde og ryglæn, der er et utal af muligheder.



1	Dit helt personlige chassis
2	Forskellige dæk
3	Farvede Spinergy LXX egere
4	Individuel farve på drivringe
5	Individuel farve på chassis
6	Farvede Spinergy LXX egere

Vi har samlet vores mest erfarne Küschall medarbejdere, der alle har arbejdet på den schweiziske fabrik i mange år. Fra kundeservice til konstruktion, fremstilling og kvalitet, arbejder disse dedikerede teammedlemmer sammen om at levere sikre løsninger til din drømmestol.

HJÆLPEMOTORER

Invacares Alber hjælpemotorer gør det muligt for dig som kørestolsbruger at komme rundt og opleve mere, på egen hånd. Bakker, kantstene, ujævnheder og trapper kan være uoverkommelige forhindringer i hverdagen, men med en Alber hjælpemotor monteret er det muligt for dig at klare sådanne forhindringer. Alber hjælpemotorer skåner dine skuldre og led, og er på sigt med til at forebygge skader.



TWION

Alber twion er en innovativ hjælpemotor, der gøre det lettere for dig at forcere kantstene, ujævnheder og køre op og ned ad bakker. **twion** køres og kontrolleres ved hjælp af drivringene på samme måde, som et traditionelt drivhjul. **twion** er lydløs, smartere, lettere og hurtigere end tilsvarende hjælpemotorer og kan kommunikere via en App på din Smartphone. **twion** kræver relativt god kropskontrol og håndfunktion. **twion** kan køre med en hastighed på op til 10 km/t. **twion** giver dig frihed og nye muligheder for at komme hurtigere, lettere og mere sikkert rundt.



E-MOTION


Med en manuel kørestol er det muligt at komme omkring og være aktiv. Desværre er det for mange kørestolsbrugere alligevel ikke muligt at komme rundt de steder, de gerne vil - selv ikke for dem, som er fysisk stærke. Bakker, kantstene, ujævnheder etc. kan ofte være uoverkommelige forhindringer. **e-motion** hjælpemotor gør det muligt for dig at klare sådanne forhindringer. **e-motion** har flere indstillingsmuligheder og kræver ikke helt så god kropskontrol og håndfunktionen som ved **twion**. Hastigheden for **e-motion** er 6 km/t.



E-FIX

e-fix gør din manuelle kørestol motoriseret og hjælper dig til at komme rundt på egen hånd, hvis du blot kan kontrollere en joystickstyring. Joystickboksen er overskuelig og forsynet med få, store og brugervenlige knapper og et tydeligt og let læseligt farvedisplay. **e-fix** lettere, fylder mindre og giver nye muligheder med hensyn til montering og transport i en almindelig personbil. **e-fix** driver kørestolen frem via stolens drivhjul. Det sikrer god manøvrering og god kontakt til underlaget - selv på ujævnt underlag. **e-fix** kan monteres med en særdeles letkørt og brugervenlig ledsagerstyring.





Din Kuschall konsulent: