



Invacare®

XLT Max

Stor, men stadig aktiv!

Trusted Solutions,
Passionate People



XLT Max er en aktiv fastrammekørestol ideel til den aktive bruger med en brugervægt op til 180 kg. Chassiset er lavet af slidstærkt, robust og let titanium med sædebredder op til 600 mm. **XLT Max** giver brugerne mulighed for en let støttende siddestilling, som er forudsætningen for at bevare selvstændig mobilitet og en aktiv livsstil.

Store muligheder

Invacare **XLT Max** er konstrueret, så den lever op til kravene hos den store, aktive bruger. Maximal sikkerhed og stabilitet samt særlige støttemuligheder i kombination med gode køreegenskaber gør **XLT Max** til den ideelle aktive fastrammestol også til bariatriske brugere med en vægt op til 180 kg. Denne lette, men robuste kørestol hjælper brugeren til at fastholde og forbedre mobilitet og uafhængighed i dagligdagen.



Styrke til et aktivt liv

XLT Max er en titanium fastrammekørestol, hvor brugeren kan få ønsket om en kørestol med stabilitet og styrke opfyldt. Der er 3 sædebredder og 3 sædedybder samt en række drivhjulspositioner at vælge imellem. Det er i øvrigt muligt at anvende en del af tilbehøret fra Invacare's øvrige tilbehørssortiment til kørestole.

Egenskaber og tilbehør



Flo-tech Contour

er den ideelle bariatriske pude specielt beregnet til den tunge bruger. Den er fremstillet i konturformet, formstøbt skum, som giver let støtte samt let aflastning i forhold til tryksår.



Hel delbar fodplade

Fodpladen er delbar i 3 dele. Den midterste del kan let tages af ved forflytning til og fra kørestolen.



Fodbøjle

Som standard tilbydes en fast titanium fodbøjle.


Tekniske data

For flere oplysninger om dette produkt, inkl. brugermanual, se venligst Invacare website: <http://www.invacare.dk>

	Sædebredde	Sædedybde	Sædehøjde	Ryghøjde	Benstøtte-længde	Sædevinkel	Rygvinkel	Totalbredde
Invacare XLT Max	505/ 555/ 605 mm	500 / 550 / 600 mm	0 - 14°	440 - 520 mm	± 10°	400 - 490 mm	380 - 480 mm 270 - 370 mm højt monteret	Sædebredde + 210 mm
	Total højde	Totallængde inkl. benstøtter	Total vægt	Max brugervægt	Transportvægt	Crashtestet		
Invacare XLT Max	930 - 1080 mm	790 - 1100 mm	15.5 kg	180 kg	11.1 kg	ISO 7176-19		



Stel farver



Betræk



Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark



Yes, you can.®

