



SHEAR GENIUS.

VERDENS FØRSTE

Redskab til måling af shear

ishear.com

iShear hjælper dig med at analysere positioneringen

At glide frem i sædet og dermed miste positioneringen er et stort klinisk problem, der indtil nu har været vanskeligt at måle. iShear er et unikt og smart redskab, der kan hjælpe med at identificere shear* og give en analyse af forskellige løsningsmodeller for den optimale siddestilling i kørestol.

En fantastisk løsning til optimal positionering


iShear hjælper med at visualisere og derved minimere shear, når du tilpasser en brugers siddestilling - eventuelt over et par timer, hvor brugeren er i aktivitet. iShear kan også anvendes i forhold til at gøre det lettere at forstå, hvordan kørestolens indstillinger anvendes ideelt.



* **Total Shear Force (TSF):** De totale shearkræfter i den siddende stilling opmålt via iShear viser shear fremad og bagudrettet parallelt med sædet. Måles mellem siddepuden og sædet på kørestolen

VERDENS FØRSTE

Verdens første redskab til at måle shearkræfter i den siddende stilling



NYHED

Enkel at anvende

Alt hvad du behøver er en iShear og en itablet eller smartphone. Download iShear-appen gratis og så er du klar!
"It's shear genius"



iSHEAR

SHEAR GENIUS.

Hjælp din bruger til den bedste positionering



iShear måleredskab

- Beregnet til kørestole med sædestørrelser mellem 35 - 50 cm (bredde og dybde)
- Bluetooth forbindelse mellem iShear og tablet eller smartphone
- Måleperiode på op til 8 timer
- iShear er placeret mellem sæde og siddepude

iShear App


- Real-time målinger
- Gem, eksporter og del resultaterne
- Sammenlign resultaterne
- Skriv noter til målingerne
- Gratis App



Real-time måling



Se målinger



Sammenlign



Gem Data



For mere information kontakt venligst:

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Danmark
Tlf.: 3690 0000
denmark@invacare.com
www.invacare.dk



Yes, you can.®

Al information er ved trykningstidspunktet korrekt.
Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel.

ishear.com